

Неврологический молоток МН-М-МИЗ

Прочее оборудование



Ваша цена

Розница
2 570 руб.

Оптовая цена
2 509 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %

Описание

Неврологический молоток МН-М-МИЗ

Неврологический молоток МН-М-МИЗ – инструмент для функциональной диагностики, предназначенный для исследования сухожильных рефлексов. Применяется в неврологической практике, а также в медицинских учреждениях для оценки состояния рефлекторной деятельности пациентов.

Молоток устойчив к дезинфекции методом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли с 3 % раствором перекиси водорода. Интервал между протираниями составляет 10 – 15 минут.

Изготовлен в соответствии с ТУ 9439-034-07613473-2005.

Особенности

- Длина молотка 200 мм.
- Предназначен для исследования сухожильных рефлексов.
- Устойчив к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода.
- Простая и надёжная конструкция.
- Произведён по ТУ 9439-034-07613473-2005.

Преимущества

- Инструмент для исследования сухожильных рефлексов.
- Длина молотка 200 мм обеспечивает удобство работы.
- Устойчив к дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода.
- Простая и надёжная конструкция обеспечивает долговечность.
- Произведён по ТУ 9439-034-07613473-2005.
- Подходит для применения в медицинских учреждениях и в функциональной диагностике.
- Лёгкий и эргономичный, удобен в руке.
- Интервал между протираниями для дезинфекции 10 – 15 минут.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

МИЗ-МА

Страна бренда

Украина

Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004132.pdf
Габариты, мм	длина 200
Вес, кг	0.69
Страна производства	Украина

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.