

## Низкая подкатная тумба с 3 ящиками НВ-400 ТЯн

Мебель для хранения



### Ваша цена

Розница  
**9 221 руб.**

Оптовая цена  
**8 852 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: подкатная тумба (с колёсиками)
- Ширина столешницы, мм: 420
- Материал столешницы: ламинат

## Описание

### Низкая подкатная тумба с 3 ящиками НВ-400 ТЯн

Низкая подкатная тумба с 3 ящиками НВ-400 ТЯн

НВ-400 ТЯн – это тумба на колёсиках с тремя выдвижными ящиками высотой 60 см (можно закатить под обычный офисный стол). Она на 5 см ниже аналогичной тумбы [НВ-400 ТЯ](#).

Несущие ламинированные панели окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий. Ящики на роликовых направляющих.

Габариты тумбы в собранном виде: 420×460×600 мм. Колёса пластиковые.

В стандартном исполнении «КОРСА» предлагает тумбы для лабораторных столов серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010007207.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010007207.pdf</a>
Серия	НВ
Тип	подкатная тумба (с колёсиками)
Ширина столешницы, мм	420
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	420×460×600

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.