

Офтальмологический приборный стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-1 для размещения щелевых ламп

Столы под оборудование



Ваша цена

Розница

28 880 руб.

Оптовая цена

28 080 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

- Эксклюзив

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Офтальмологический приборный стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-1 для размещения щелевых ламп

Передвижной стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-1 — специализированное решение для офтальмологических кабинетов, предназначенное для удобного размещения щелевой лампы и других офтальмологических приборов.

Регулировка высоты стола осуществляется нажатием кнопки под столешницей, что позволяет легко адаптировать положение прибора под рост пациента. Минимальная высота составляет 665 мм, максимальная — 835 мм, что делает стол удобным для обследования как взрослых, так и детей.

Кнопка включения и выключения питания расположена на ножке стола, а клавиши регулировки высоты — под столешницей. Клавиши большие и выполнены в форме рычагов, их удобно нажимать не глядя. Рядом с клавишами расположен небольшой пластиковый ящик для хранения мелких предметов размером 95 × 300 × 60 мм.

Размер столешницы составляет 550 × 480 мм, при этом максимально допустимая нагрузка на стол — 55 кг. Все колёсики оснащены механическими стопорами для надёжной фиксации на месте.

На опоре стола предусмотрена встроенная розетка для подключения приборов, что сокращает количество проводов и удлинителей в помещении. Провод от столика к розетке стены — единственный, что упрощает организацию рабочего пространства.

Стол поставляется в разобранном виде с комплектом ключей, инструкцией и необходимой фурнитурой для самостоятельной сборки.

Стол ТАГЛЕР СО-1 прошёл регистрацию в Росздравнадзоре (удостоверение № РЗН 2022/17028 от 27.04.2022).

Технические характеристики

Параметр	ТАГЛЕР СО-1
Минимальная высота стола, мм	665 ± 4
Максимальная высота стола, мм	835 ± 4
Размер столешницы, мм	550 × 480 ± 4
Толщина столешницы, мм	25 ± 2
Скорость изменения высоты (подъём без нагрузки), мм/с	12 ± 1
Максимальная нагрузка, кг	55 ± 3
Грузоподъёмность макс., кг	60 ± 5
Масса стола без упаковки, кг	18

Потребляемая мощность, не более, Вт	180
Длина кабеля электропитания, мм	1 600 ± 4
Параметры сети	220 В ± 10 %, частота 50 Гц
Диаметр колёс, мм	50
Способ фиксации	4 механических стопора
Габаритные размеры в собранном виде (В × Ш × Д), мм	835 × 550 × 480
Габаритные размеры в упаковке, мм	630 × 520 × 280
Масса в упаковке, кг	20

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест, шт.	1
Максимальная длина места, мм	630
Максимальная ширина места, мм	520
Максимальная высота места, мм	280
Максимальный вес места, кг	19,8
Общий вес, кг	19,8
Общий объём, м ³	0,091728

Преимущества

Офтальмологический приборный стол с электроприводом ТАГЛЕР СО-1 предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым элементом оборудования в офтальмологических кабинетах:

- Компактный размер — занимает минимум места и подходит для небольших помещений.
- Высокая грузоподъёмность — выдерживает нагрузку до 55 кг, что позволяет устанавливать разные офтальмологические приборы.
- Мобильность — оснащён колёсиками с механическими стопорами для лёгкого перемещения и надёжной фиксации на месте.
- Электропривод с плавной регулировкой высоты — диапазон изменения высоты до 170 мм, что обеспечивает комфорт для пациента и врача.
- Удобное управление — кнопки регулировки расположены под столешницей и легко доступны.
- Встроенная розетка в основании стола — упрощает подключение приборов без необходимости использования дополнительных удлинителей.
- Прочная и устойчивая конструкция — обеспечивает безопасность и стабильность при работе с оборудованием.
- Лёгкая сборка — поставляется с необходимыми инструментами и инструкцией для быстрой установки.

Стол ТАГЛЕР СО-1 является эффективным решением для организации рабочего места офтальмолога, обеспечивая удобство, функциональность и надёжность.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для кабинета офтальмолога
Габариты, мм	835 × 550 × 480
Вес, кг	18
Вес в упаковке, кг	20

Габариты в упаковке, мм	630 × 520 × 280
-------------------------	-----------------

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	не более 180
---------------------------	--------------

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.