

## Офтальмоскоп KaWe Piccolight E56 (светодиодная лампа)

Офтальмоскопы и фундус-камеры    Арт. 01.28561.261



### Ваша цена

Розница  
**14 926 руб.**

Оптовая цена  
**14 677 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Офтальмоскоп KaWe Piccolight E56 (светодиодная лампа)

Офтальмоскоп KaWe Piccolight E56 предназначен для детального исследования глазного дна и внутренних структур глазного яблока. Благодаря оптической системе KaWe и светодиодной подсветке обеспечивается высокая чёткость визуализации тканей, сосудов и диска зрительного нерва, что позволяет проводить точную офтальмологическую диагностику.

Прибор выполнен в компактном и лёгком форм-факторе серии Piccolight, что делает его удобным для ежедневного использования. Конструкция состоит из рукоятки и диагностической головки. Рукоятка изготовлена из прочного ABS-пластика и оснащена отсеком для 2 батареек AA, обеспечивающих автономное питание. На корпусе предусмотрена клипса для крепления к карману халата врача.

Головка офтальмоскопа также выполнена из ABS-пластика и крепится к рукоятке с помощью надёжного резьбового соединения. Оптическая система включает набор линз и шесть апертур, позволяющих проводить расширенное обследование. Регулировка диоптрий осуществляется в диапазоне от +20 до -20 с помощью удобного колесика на головке.

KaWe Piccolight E56 укомплектован тканевой сумкой для хранения и транспортировки и документацией к прибору. Устройство отличается простотой эксплуатации, компактностью и надёжностью, что делает его эффективным инструментом для повседневной офтальмологической практики.

### Особенности

- Компактная и лёгкая конструкция серии Piccolight.
- Светодиодная лампа 2,5 В с высокой яркостью.
- Корпус рукоятки и головки из прочного ABS-пластика.
- Питание от 2 батареек AA.
- Клипса для крепления на карман халата врача.
- Система линз с точной регулировкой оптики.
- 6 апертур для различных видов обследования.
- Регулировка диоптрий от +20 до -20.
- Надёжное резьбовое соединение головки с рукояткой.
- Тканевая сумка для хранения и транспортировки.

### Комплектация

- Офтальмоскоп KaWe Piccolight E56.
- Тканевая сумка для хранения и транспортировки.
- Документация к прибору.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Серия офтальмоскопа	Piccolight
Источник света	Светодиодная лампа
Срок службы лампы	15 ч

Головка	ABS-пластик
Изменение диоптрий	от +20 до -20
Апертуры	6 шт.
Крепление	резьбовое соединение
Рукоятка	ABS-пластик
Сумка	да

## Преимущества

- Компактная и лёгкая конструкция, удобная для ежедневного использования и выездной диагностики.
- Светодиодный источник света обеспечивает стабильное и яркое освещение глазного дна.
- Низкое энергопотребление благодаря светодиодной лампе и питанию от стандартных батареек AA.
- Эргономичная рукоять из прочного ABS-пластика с удобной фиксацией в руке.
- Клипса на корпусе позволяет фиксировать прибор на кармане халата врача.
- Шесть апертур для различных режимов офтальмологического обследования.
- Регулировка диоптрий в широком диапазоне от +20 до -20 для точной настройки изображения.
- Простая и надёжная система крепления головки с резьбовым соединением.
- Быстрая замена элементов питания без необходимости сервисного обслуживания.
- Удобство транспортировки и хранения благодаря комплектной тканевой сумке.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Артикул</b>	01.28561.261
<b>Бренд</b>	KaWe
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Для кабинета офтальмолога
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040790.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040790.pdf</a>
<b>Электропитание, В</b>	2,5 (2 батарейки типа AA)
<b>Страна производства</b>	Германия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.