

## Охладитель дистиллята для аквадистиллятора Ливам АЭ-15

Сопутствующее оборудование и расходные материалы      Арт. АЭ-10/АЭ-15



### Ваша цена

Розница  
**8 144 руб.**

Оптовая цена  
**7 831 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АЭ-15

Охладитель предназначен для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора АЭ-10 и АЭ-15. После прохождения через охладитель дистиллят имеет температуру в пределах от 25 °С до 40 °С.

Аппарат изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-82. В комплект поставки входят хомуты и присоединительные шланги, необходимые для подключения охладителя к дистиллятору.

Гарантийный срок на продукцию 14 месяцев со дня продажи.

Монтаж охладителя:

- Снять прямоугольный защитный кожух.
- Охладитель закрепить на корпусе кожуха с помощью винтов, входящих в комплект.
- Установить кожух в обратном порядке.
- Подсоединить шланг подачи воды к патрубку подвода охлаждающей воды охладителя.
- Соединить с помощью шланга патрубков отвода охлаждающей воды охладителя и патрубков подачи воды дистиллятора.
- Соединить с помощью медицинской трубки штуцер слива дистиллята аквадистиллятора и штуцер подвода дистиллята охладителя.
- Подсоединить медицинскую трубку к штуцеру отвода охлажденного дистиллята, обеспечив свободный сток дистиллированной воды в ёмкость для сбора дистиллята.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	АЭ-10/АЭ-15
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Вес, кг	1
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.