

Охладитель дистиллята для дистиллятора Ливам АДЭ-40/50, ДЭ-40/50

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 13 478 руб. 12 960 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Охладитель дистиллята для аквадистиллятора АДЭ-40/50

Охладитель дистиллята — устройство, предназначенное для снижения температуры дистиллированной воды, получаемой с помощью аквадистиллятора медицинского электрического АДЭ−40 $_{\rm N}$ АДЭ−50.

Обеспечивает эффективное и безопасное охлаждение дистиллята, снижая риск ожогов и облегчая дальнейшее использование воды в медицинских и лабораторных процессах.

Прост в монтаже и обслуживании, надежно интегрируется с устройствами линейки АДЭ-40/50, обеспечивая стабильную работу аквадистиллятора.

Особенности

- Совместимость с аквадистилляторами АДЭ-40 и АДЭ-50;
- Эффективное снижение температуры дистиллята;
- Удобство эксплуатации и простота монтажа;
- Надёжные материалы, устойчивые к коррозии;
- Компактные размеры для установки в лабораторных и медицинских помещениях;
- Обеспечение безопасности персонала за счёт предотвращения ожогов;
- Долговечность и минимальные требования к техническому обслуживанию.

Технические характеристики

Параметр	Значение		
Совместимость	Аквадистилля	торы АДЭ	-40 и АДЭ-50
Материал корпу	са Коррозион	ностойкая	я нержавеющая сталь
Габаритные размеры (Д × Ш × В)		около	300 × 200 × 150 мм
Масса около 3 кг			
Присоединительные элементы		Стандар	тные трубные соединения

Преимущества

Охладитель для Ливам АДЭ–40 и АДЭ–50 предлагает ряд преимуществ, которые обеспечивают надёжность и комфорт при использовании аквадистилляторов:

- Эффективное снижение температуры дистиллированной воды повышает безопасность эксплуатации и снижает риск ожогов.
- Совместимость с моделями Ливам АДЭ-40 и АДЭ-50 гарантирует оптимальную работу системы охлаждения.
- Простота монтажа и подключения облегчает интеграцию в существующее оборудование.



- Компактные размеры экономят пространство в лаборатории или медицинском кабинете.
- Использование коррозионно-стойких материалов обеспечивает долговечность и стабильность
- Минимальные требования к техническому обслуживанию сокращают время и расходы на сервис.
 Повышение общей эффективности работы аквадистиллятора поддерживает оптимальные параметры дистиллята для дальнейшего использования.

Охладитель является незаменимым аксессуаром для улучшения функциональности и безопасности аквадистилляторов Ливам АДЭ-40 и АДЭ-50, обеспечивая комфорт и надёжность в медицинской и лабораторной практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.