

## Операционный стол Mindray HyBase 3000

Операционные столы



**mindray**

Под заказ

**Области применения:**

- здравоохранение

### Описание

#### Операционный стол Mindray HyBase 3000

Mindray HyBase 3000 – универсальный электрогидравлический стол, предназначенный для широкого спектра хирургических вмешательств. Современная конструкция, высокая надёжность и простота управления делают его оптимальным решением для операционных залов различного профиля.

Обеспечивает точное позиционирование пациента, совместим с С-дугой, и может быть дополнен столешницей из углеродного волокна для улучшенной рентгенопрозрачности.

Особенности

- Электрогидравлическое управление всеми движениями.
- Простота эксплуатации благодаря интуитивному пульту управления.
- Минимальная высота – 600 мм – для комфорта при малоинвазивных вмешательствах.
- Функция продольного сдвига для применения с С-дугой.
- Универсальность: применение в общей хирургии, урологии, гинекологии и др.
- Опциональная столешница из углеродного волокна.

#### Технические характеристики

Параметр	Значение
Высота регулировки	600–950 мм
Продольный сдвиг	до 320 мм
Латеральный наклон	±20°
Положение Тренделенбург / обратное	±25°
Спинная секция (вверх/вниз)	+80° / –40°
Ножная секция (вверх/вниз)	

+20° / -90°

---

Головная секция (вверх/вниз)

+45° / -90°

---

Положение FLEX / REFLEX

220° / 110°

---

Грузоподъёмность

до 250 кг

---

Управление

Проводной пульт + опциональные панели

## Преимущества

---

- Электрогидравлический привод обеспечивает плавное и точное позиционирование пациента.
- Удобное управление с помощью проводного пульта и панели управления (опция).
- Функция продольного сдвига до 320 мм – идеальна для использования с С-дугой.
- Широкий диапазон наклонов и положений секций для различных хирургических задач.
- Минимальная высота 600 мм облегчает доступ при нейрохирургических и малоинвазивных операциях.
- Совместимость с углеродной столешницей (опционально) для рентгенологической визуализации.
- Прочная конструкция с грузоподъёмностью до 250 кг – безопасна для пациентов с различной массой тела.
- Подходит для отделений общей, абдоминальной, ортопедической, урологической и гинекологической хирургии.
- Устойчивость и надёжность конструкции для длительного ежедневного использования.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Mindray
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010036313.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010036313.pdf</a>

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.