

Операционный стол Mindray HyBase 3000

Операционные столы



Наличие регистрационного удостоверения

Arra

mindray

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

Описание

Операционный стол Mindray HyBase 3000

Mindray HyBase 3000 — универсальный электрогидравлический стол, предназначенный для широкого спектра хирургических вмешательств. Современная конструкция, высокая надёжность и простота управления делают его оптимальным решением для операционных залов различного профиля.

Обеспечивает точное позиционирование пациента, совместим с С-дугой, и может быть дополнен столешницей из углеродного волокна для улучшенной рентгенопрозрачности.

Особенности

- Электрогидравлическое управление всеми движениями.
- Простота эксплуатации благодаря интуитивному пульту управления.
- Минимальная высота 600 мм для комфорта при малоинвазивных вмешательствах.
- Функция продольного сдвига для применения с С-дугой.
- Универсальность: применение в общей хирургии, урологии, гинекологии и др.
- Опциональная столешница из углеродного волокна.

Технические характеристики

Параметр Значение
Высота регулировки 600–950 мм
Продольный сдвиг до 320 мм
Латеральный наклон ±20°
Положение Тренделенбург / обратное ±25°
Спинная секция (вверх/вниз) +80° / -40°

Ножная секция (вверх/вниз)



+20° / -90°
Головная секция (вверх/вниз) +45° / –90°
Положение FLEX / REFLEX 220° / 110°
Грузоподъёмность до 250 кг
Управление Проводной пульт + опциональные панели

Преимущества

- Электрогидравлический привод обеспечивает плавное и точное позиционирование пациента.
- Удобное управление с помощью проводного пульта и панели управления (опция).
- Функция продольного сдвига до 320 мм идеальна для использования с С-дугой.
- Широкий диапазон наклонов и положений секций для различных хирургических задач.
- Минимальная высота 600 мм облегчает доступ при нейрохирургических и малоинвазивных операциях.
- Совместимость с углеродной столешницей (опционально) для рентгенологической визуализации.
- Прочная конструкция с грузоподъёмностью до 250 кг безопасна для пациентов с различной массой тела.
- Подходит для отделений общей, абдоминальной, ортопедической, урологической и гинекологической хирургии.
- Устойчивость и надёжность конструкции для длительного ежедневного использования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.