

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-7

Теплотерапия



Ваша цена

Розница
55 200 руб.

Оптовая цена
53 820 руб.

**Сделано
 в России**

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Рабочий объём, л: 7
- Нагреваемый материал: парафин
- Диапазон температуры нагрева, °C: 40-85

Описание

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-7

Парафинонагреватель Каскад-7 рассчитан на нагрев до 7 литров парафина. Он состоит из алюминиевого бака, изготовленного из пищевого алюминия. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термостойкого миканита. Наружный корпус изготовлен из термостойкого высокопрочного пластика.

Слив парафина из бака производится с помощью крана.

Автоматическое поддержание температуры обеспечивается датчиком-реле температуры. Установка требуемого режима (температуры рабочей смеси) осуществляется с помощью ручки терморегулятора. Терморегулятор позволяет плавно регулировать температуру от 40 до 85 °C.

Преимущества

- Автоматическое поддержание температуры.
- Низкая температура наружных поверхностей.
- Низкое энергопотребление.
- Не требует непрерывного наблюдения во время работы.
- Высокая надёжность нагревательных элементов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000002768.pdf

Рабочий объём, л	7
Нагреваемый материал	парафин
Диапазон температуры нагрева, °С	40-85
Габариты, мм	300 × 300 × 350
Вес, кг	6
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.