

## Парафинонагреватель ТАГЛЕР ПН-10

Теплотерапия



### Ваша цена

Розница  
**26 010 руб.**

Оптовая цена  
**24 970 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здоровоохранение

С учетом НДС 22 %

- Рабочий объём, л: 10
- Нагреваемый материал: озокерит, парафин
- Диапазон температуры нагрева, °С: от 35 до 95

## Описание

### Парафинонагреватель ТАГЛЕР ПН-10

Парафинонагреватель ТАГЛЕР ПН-10 предназначен для нагрева и расплавления парафина, озокерита или их смеси при проведении лечебных и косметологических процедур.

Устройство отличается надёжностью и безопасностью в эксплуатации, работает от стандартной бытовой электросети. Объём бака 10 литров оптимален для работы в косметологическом или физиотерапевтическом кабинете.

#### Основные особенности

- Автоматическое поддержание заданной температуры (диапазон 50-95 °С)
- Оптимальная температура для парафинотерапии: 50-65 °С
- Максимальная температура 95 °С позволяет проводить стерилизацию парафина для повторного использования
- Время нагрева до рабочей температуры: 60-90 минут (в зависимости от количества материала)
- Рекомендуется заполнять бак кусочками парафина/озокерита не менее чем на  $\frac{3}{4}$  объёма

#### Преимущества модели

- Простое подключение к стандартной электросети
- Безопасная эксплуатация благодаря автоматическому терморегулированию
- Универсальность - подходит для работы с парафином, озокеритом и их смесями
- Достаточный объём для профессионального использования
- Экономичность за счёт возможности повторного использования материала после стерилизации

## Преимущества

- Безопасность - внутренний бак из пищевого алюминия не выделяет вредных веществ при нагреве
- Удобство работы - механический кран позволяет быстро отбирать необходимое количество расплавленного парафина
- Простое управление - температура регулируется поворотом тумблера, индикатор работы показывает текущий статус нагрева
- Вместительный бак 10 литров - позволяет нагревать сразу большое количество парафина для нескольких процедур
- Надёжная конструкция - простое и прочное исполнение обеспечивает долгий срок службы без поломок
- Герметичная крышка - плотное закрывание ускоряет нагрев и защищает парафин от попадания влаги
- Автоматический терморегулятор - поддерживает заданную температуру в диапазоне 50-95°С
- Универсальность - работает с парафином, озокеритом и их смесями
- Функция стерилизации - максимальный нагрев до 95°С позволяет обеззараживать материал
- Компактные габариты - удобное размещение в кабинете

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТАГЛЕР
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028027.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028027.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000028027.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000028027.pdf</a>
Рабочий объём, л	10
Нагреваемый материал	озокерит, парафин
Диапазон температуры нагрева, °C	от 35 до 95
Габариты, мм	345 × 345 × 360
Вес, кг	4.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	400
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.