

## Передвижной штатив для эндоскопов КРОНТ ШтЭ-01

Эндоскопические тележки и органайзеры



### Ваша цена

Розница  
**10 902 руб.**

Оптовая цена  
**10 498 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Передвижной штатив для эндоскопов КРОНТ ШтЭ-01

Штатив передвижной КРОНТ ШтЭ-01 предназначен для размещения эндоскопов после дезинфекционной обработки. Используется в эндоскопических кабинетах и других отделениях лечебно-профилактических учреждений. Держатель штатива позволяет разместить до 4-х эндоскопов одновременно.

Конструкция выполнена из облегчённых металлических труб круглого сечения с химически стойким порошковым покрытием. В верхней части расположены держатели для подвешивания эндоскопов, в нижней части установлены 2 пластиковых поддона для стекания остатков воды после обработки. Поддоны выполнены из ударопрочного полимерного материала и легкосъёмные для удобства санитарной обработки.

Штатив оснащён 4-мя поворотными колёсными опорами Ø50 мм с тормозами. Допускается обработка любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ для дезинфекции поверхностей. Поддоны выдерживают стерилизацию паровым методом (автоклавирование) при температуре 121 °С.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Цвет поддонов	Голубой
Максимальная нагрузка на держатель эндоскопов	8 кг
Габаритные размеры опоры	460 × 455 мм
Высота штатива над полом	1 650 ÷ 1 900 мм
Диаметр колёс	50 мм
Срок службы	не менее 4 лет

## Преимущества

Штатив КРОНТ ШтЭ-01 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым элементом эндоскопических кабинетов и процедурных:

- Надёжная конструкция из облегчённых металлических труб с порошковым покрытием — долговечность и устойчивость к эксплуатации.
- Верхний держатель для подвешивания до 4-х эндоскопов — удобство организации рабочего пространства.
- Нижние поддоны из ударопрочного полимера — сбор остатков воды и лёгкость санитарной обработки.
- Легкосъёмные поддоны — быстрая очистка и стерилизация без лишних усилий.
- Поворотные колёсные опоры Ø50 мм с тормозами — мобильность и стабильность при установке.
- Подходит для обработки любыми дезинфицирующими средствами, разрешёнными в РФ — универсальность в медицинской практике.
- Поддоны выдерживают автоклавирование до 121 °С — совместимость с современными методами стерилизации.

- Регулируемая высота штатива 1 650–1 900 мм – эргономика и удобство для персонала различного роста.
- Компактные габариты опоры 460 × 455 мм – экономия пространства в кабинете.
- Масса штатива всего 6 кг – лёгкость транспортировки и маневрирования.

Штатив КРОНТ ШтЭ-01 обеспечивает удобное размещение эндоскопов после дезинфекции, повышает эффективность работы медицинского персонала и гарантирует безопасность оборудования при эксплуатации.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033227.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033227.pdf</a>
<b>Вес, кг</b>	6
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	935 × 370 × 145
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.