

### Переносной автоматический дефибриллятор-монитор Аксион ДКИ-Н-11

Дефибрилляторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 716 100 руб. 680 295 руб.** 

АЖІОР медицинская техника с 1970 года

Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

#### Переносной автоматический дефибриллятор-монитор Аксион ДКИ-Н-11

Аксион ДКИ-H-11 — портативный дефибриллятор-монитор с функцией автоматической наружной дефибрилляции (АНД), предназначенный для проведения электроимпульсной терапии, мониторинга параметров сердечной деятельности, насыщения крови кислородом и измерения артериального давления.

Аппарат оснащён функциями наружной, чреспищеводной и эндокардиальной электрокардиостимуляции, встроенным цветным ТFТ-дисплеем и термопринтером для печати ЭКГ. Запись данных может осуществляться на карту памяти microSD. Устройство поддерживает автоматическое или полуавтоматическое управление, оснащено речевыми подсказками и выполняет автоматический сброс энергии через 30 секунд при отсутствии разряда.

Биполярный трапецеидальный импульс обеспечивает эффективную и щадящую дефибрилляцию, а звуковая и визуальная индикация делают эксплуатацию аппарата максимально безопасной. Предусмотрены взрослые и детские электроды.

#### Особенности

- Автоматическое/полуавтоматическое управление;
- Дефибрилляция для детей и взрослых;
- Взрослые и детские электроды;
- Импульс дефибрилляции биполярный трапецеидальный;
- Автоматический сброс энергии;
- Речевые подсказки;
- Визуальная и звуковая сигнализация процессов набора и хранения энергии;
- TFT-дисплей;
- Регистрация данных на бумажной ленте;
- Встроенное зарядное устройство аккумуляторной батареи;
- Встроенный термопринтер для печати ЭКГ;
- Слот для карты памяти microSD.

#### Комплектация

- Блок дефибрилляции с электродами для внешней дефибрилляции детей и взрослых со сменной аккумуляторной батареей.
- Сетевой блок питания.
- Зарядное устройство батареи.
- Блок монитора с каналами ЭКГ, SPO2, АД, ЭКС с регистратором.
- Цветной ТГТ-дисплей.

### Технические характеристики

Параметр3начение

Импульс дефибрилляцииБифазный, трапецеидальной формы



Режим дефибрилляцииРучной
Время набора энергии 200 Дж6 с
Время набора энергии 360 Дж10 с
Разрядов 200 Дж от батареи70
Разрядов 360 Дж от батареи40
Энергия для взрослых5-360 Дж
Энергия для детей5-150 Дж
Частота импульсов40–250 имп/мин
Длительность импульсов20-40 мс
Ток стимуляции10–180 мА
Чувствительность ЭКГ5, 10, 20 мм/мВ
Развёртка волны на экране12,5; 25; 50 мм/с
Диапазон ЧСС30-300 уд/мин
Питание от сети190-250 В, 50-60 Гц
Питание от DC12-18 B
Аккумулятор14,4 В, 1900 мА-ч
Время заряда батареиДо 4 ч
Работа от батареиДо 3 ч
Работа от DCДо 168 ч
Потребляемая мощность210 BA
ДисплейЦветной ТFT, 7", 800 × 640 точек
ПринтерВстроенный термопринтер
Скорость печати12,5 / 25 / 50 мм/с
Ширина бумаги58 мм
Карта памятиmicroSD от 4 Гб
Габариты 345 × 230 × 345 мм
Вес7 кг

#### Преимущества

Переносной автоматический дефибриллятор-монитор Аксион ДКИ-H-11 предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым устройством для экстренной медицинской помощи и мониторинга состояния пациента:

- ullet Автоматическое и полуавтоматическое управление облегчает работу оператора и снижает риск ошибок в стрессовых ситуациях.
- $\bullet$  Поддержка как взрослых, так и детских электродов универсальность применения для пациентов разного возраста.
- Биполярный трапецеидальный импульс обеспечивает эффективную и щадящую дефибрилляцию с минимальным повреждением тканей.
- Речевые подсказки помогают оператору правильно и быстро использовать аппарат даже при отсутствии опыта.
- $\dot{\text{В}}$ изуальная и звуковая сигнализация информирует о статусе устройства и процессах набора, хранения и разряда энергии.
- Встроенный цветной ТГТ-дисплей отображает данные ЭКГ, частоту сердечных сокращений, насыщение кислородом и артериальное давление в режиме реального времени.
- Регистрация данных на бумажной ленте с помощью встроенного термопринтера обеспечивает документирование процедуры.
- Встроенное зарядное устройство аккумуляторной батареи позволяет быстро и удобно поддерживать аппарат в рабочем состоянии.
- Слот для карты памяти microSD расширяет возможности хранения и передачи данных для анализа и отчетности.
- ullet Компактные габариты и вес обеспечивают удобство переноски и оперативного использования в различных условиях.

АКСИОН ДКИ-H-11 является эффективным и надёжным решением для скорой медицинской помощи, кардиологических отделений и реанимационных процедур, обеспечивая высокую точность, безопасность и удобство эксплуатации.



# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Аксион
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Габариты, мм	345 x 230 x 345
Вес, кг	7
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	210
Страна производства	Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.