

Подставка для ГП-40 МО (740 x 562 x 532 мм)

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница
12 150 руб.

Оптовая цена
11 745 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Подставка для ГП-40 МО (740 × 562 × 532 мм)

Подставка для ГП-40 МО предназначена для устойчивой установки стерилизаторов модели ГП-40 МО. Конструкция обеспечивает надёжную опору, повышает эргономику работы и облегчает доступ к устройству.

Изготовлена из металлического профиля с порошковой окраской, которая защищает от коррозии, воздействия моющих средств и механических повреждений. Каркас подставки обладает высокой прочностью и износостойкостью, что делает её пригодной для длительной эксплуатации в медицинских учреждениях.

Оптимальные габариты (740 × 562 × 532 мм) позволяют разместить подставку даже в условиях ограниченного пространства.

Материалы и покрытие

Каркас выполнен из металлического профиля с надёжным порошковым покрытием. Такое исполнение защищает изделие от влаги, химических веществ и износа при ежедневной эксплуатации.

Габаритные размеры

| Параметр | Значение |
|----------|--|
| Ширина | 740 мм |
| Глубина | 562 мм |
| Высота | 532 мм |
| Материал | Металлический профиль с порошковым покрытием |

Преимущества

Подставки для ГП-40 МО обеспечивают устойчивое и безопасное размещение стерилизаторов в условиях медицинских учреждений. Они разработаны с учётом специфики эксплуатации и требований к эргономике рабочего пространства:

- Прочная металлическая конструкция — надёжная опора для стерилизатора ГП-40 МО даже при полной загрузке.
- Устойчивость и виброустойчивость — исключает смещение и раскачивание стерилизатора во время работы.
- Оптимальная высота размещения — обеспечивает удобный доступ к камере без необходимости наклоняться или подниматься.
- Антикоррозийное покрытие — длительная защита от влаги, моющих средств и химических реагентов.
- Компактные габариты — легко вписываются в ограниченное пространство процедурных и стерилизационных кабинетов.
- Ножки с регулируемой высотой — возможность точной установки на неровном полу.
- Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям — поверхность легко очищается и

дезинфицируется.

- Совместимость с другими моделями стерилизаторов – универсальное решение для оснащения стерилизационной зоны.

Подставки для ГП-40 МО повышают удобство эксплуатации и безопасность работы со стерилизаторами, способствуя рациональной организации рабочего пространства.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------|---|
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение, Для отделения стерилизации |
| Габариты, мм | 740 × 562 × 532 |
| Вес в упаковке, кг | 15 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.