

## Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-10

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3000.1



### Ваша цена

Розница

**17 400 руб.**

Оптовая цена

**16 820 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Подставка для стерилизатора ГП-10 СПУ

Подставка предназначена для удобного расположения прибора [стерилизатора воздушного ГП-10&nbsp;СПУ](#) в помещениях. Она совместима со стерилизаторами моделей «Бюджетный» и «Стандарт».

Изделие состоит из основания, ножек и полки. Все поверхности допускаются к дезинфекции, что обеспечивает удобство ухода и поддержания гигиеничности в лечебных учреждениях.

### Особенности

- Совместимость со стерилизаторами воздушными ГП-10 СПУ моделей «Бюджетный» и «Стандарт»
- Состоит из основания, ножек и полки
- Поверхности допускаются к дезинфекции
- Удобство размещения прибора в помещениях

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Металл/порошковое покрытие
Конструкция	Основание, ножки, полка
Совместимость	Стерилизаторы ГП-10 СПУ моделей «Бюджетный» и «Стандарт»
Дезинфицируемые поверхности	Да

## Преимущества

- Обеспечивает удобное и стабильное размещение стерилизатора ГП-10 СПУ
- Совместима с моделями «Бюджетный» и «Стандарт»
- Прочные материалы и надежная конструкция
- Все поверхности допускаются к дезинфекции
- Удобство эксплуатации в лечебных и лабораторных помещениях
- Компактные размеры для экономии пространства

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

3000.1

<b>Бренд</b>	Смоленское СКТБ СПУ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Габариты, мм</b>	120 × 50 × 40
<b>Страна производства</b>	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.