

Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3005.1



Ваша цена

Розница

10 389 руб.

Оптовая цена

10 292 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Подставка для стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80

Подставка предназначена для размещения [воздушного стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80](#), обеспечивая устойчивое положение аппарата и удобство эксплуатации в медицинских учреждениях. Изготовлена из прочных материалов, что гарантирует долговечность и надежность при эксплуатации.

Конструкция подставки позволяет легко обслуживать стерилизатор, обеспечивать безопасное подключение к электросети и оптимальное использование рабочего пространства. Подставка совместима с моделью СКТБ СПУ ГП-80 и соответствует требованиям эргономики и безопасности.

Особенности

- Предназначена специально для воздушного стерилизатора СКТБ СПУ ГП-80
- Обеспечивает устойчивое положение аппарата
- Прочная и долговечная конструкция
- Удобство при обслуживании и подключении к электросети
- Оптимизация рабочего пространства в кабинете или лаборатории
- Соответствие эргономическим и безопасным стандартам
- Легкость дезинфекции и содержания в чистоте

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------|---------------------|
| Артикул | 3005.1 |
| Бренд | Смоленское СКТБ СПУ |
| Страна бренда | Россия |
| Габариты, мм | 832 × 457 × 751,5 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.