

Подставка для термостата СКТБ СПУ ТС-1/20

Стойки и подставки для термостатов

Арт. 1003.1



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 15 913 руб. 15 383 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Подставка для термостата СКТБ СПУ ТС-1/20

Подставка предназначена для использования с Суховоздушным термостатом CKTb СПУ TC−1/20. Конструкция состоит из основания, ножек и полки, обеспечивая устойчивое размещение термостата и удобный доступ к камере.

Поверхности подставки допускаются к дезинфекции, изготовлены из коррозионностойкого материала, что обеспечивает долговечность и сохранение эстетического вида при эксплуатации в лабораторных условиях.

Подставка упрощает организацию рабочего пространства, повышает безопасность при работе с термостатом и обеспечивает оптимальные условия для равномерного прогрева содержимого камеры.

Особенности

- Совместимость с термостатом СКТБ СПУ TC-1/20
- Конструкция состоит из основания, ножек и полки
- Коррозионностойкий материал
- Поверхности допускаются к дезинфекции
- Обеспечивает устойчивое и безопасное размещение термостата
- Удобство организации рабочего пространства в лаборатории

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1003.1
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	317 × 367 × 751,5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:



Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.