

## Покровное стекло 18 × 18 мм

Предметные и покровные стёкла



Под заказ

### Описание

#### Покровное стекло – 18 × 18 мм

Покровное стекло – тонкий и прозрачный стеклянный элемент, предназначенный для накрытия микроскопических препаратов. Обеспечивает равномерное распределение исследуемого материала и создаёт качественное оптическое покрытие, позволяя получать чёткое изображение под микроскопом.

Благодаря высокой ровности и гибкости стекла достигается оптимальное покрытие даже при большой площади препарата. Используется в лабораториях различного профиля для микроскопических исследований биологических, химических и прочих образцов.

#### Особенности

- Тонкое и прозрачное стекло с высокой ровностью поверхности.
- Гибкость материала обеспечивает качественное покрытие препарата.
- Размеры 18 × 18 мм.
- Упаковка содержит 1 000 шт.
- Подходит для различных микроскопических исследований.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в Китае
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000023641.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000023641.pdf</a>
Габариты, мм	18 × 18
Страна производства	Китай

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.