

## Полипропиленовый поддон для хранения реактивов (для мебели НВ)

Мебель для хранения



**Ваша цена**

Розница  
**510 руб.**

Оптовая цена  
**495 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

• Серия: НВ

### Описание

#### Полипропиленовый поддон для хранения реактивов

Поддоны предназначены для мебели НВ. Выполнены из полипропилена и устойчивы ко всем видам химических реактивов. Защищают поверхности полок тумб, отделений шкафов от случайного попадания агрессивных жидкостей: поддоны, обеспечивают чистоту рабочих мест в лаборатории. Если вы случайно пролили или просыпали какой-то реактив, то всё останется в поддоне, который легко можно вытащить и вымыть.

Поддоны изготовлены методом литья, механически прочны и долговечны. Можно установить в любом шкафу серии НВ.

Габаритные размеры: 305×420×110 мм.

В наличии имеются различные цвета поддонов, их можно уточнить у менеджеров при заказе.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	KORCA
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Серия</b>	НВ
<b>Габариты, мм</b>	305×420×110

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.