

Полипропиленовый шкаф для кислот Zoyet ZYP0004

Шкафы для специального хранения



Ваша цена

Розница
38 502 руб.

Оптовая цена
37 014 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Тип: шкаф для кислот
- Материал столешницы: полипропилен
- Внутренний объем шкафа, л: 15

Описание

Полипропиленовый шкаф для кислот Zoyet ZYP0004

Небольшой шкаф Zoyet ZYP0004 предназначен для хранения агрессивных кислот и щелочей. Это самый маленький шкаф в линейке, его можно поставить на стол.

Шкаф сделан целиком из полипропилена, устойчивого к длительному воздействию кислот. Полипропиленовую полку можно снять для очистки. При необходимости можно купить дополнительную полку.

У шкафа есть проушины, можно навесить замок или опломбировать.

Нормальный срок службы шкафов Zoyet более 10 лет, что делает их отличным выбором для оснащения лаборатории.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Zoyet
Страна бренда	Китай
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010010145.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010010145.pdf
Тип	шкаф для кислот
Материал столешницы	полипропилен
Внутренний объем шкафа, л	15
Габариты, мм	430×430×560
Вес, кг	11

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.