

Полиуретановое медицинское кресло INMEDIX KP-12

Стулья и табуреты



Ваша цена

Розница Оптовая цена 22 492 руб. 21 742 руб.

%INMEDIX

В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Полиуретановое медицинское кресло INMEDIX KP-12

INMEDIX KP-12 — медицинское кресло с полиуретановыми сиденьем и спинкой на газлифте, предназначенное для использования в медицинских, лабораторных и процедурных помещениях. Каркас выполнен из стали с хромированным покрытием, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции.

Кресло оснащено удобной регулировкой высоты сиденья и спинки, позволяющей адаптировать рабочее место под разные задачи и рост оператора. Базовая комплектация включает пластиковые колёсные опоры, при необходимости кресло может быть доукомплектовано глайдерами или итальянскими колёсными опорами, покрытыми десмопаном, а также удобным опорным кольцом для ног диаметром 450 мм с регулировкой по высоте.

Полиуретановые сиденье и спинка устойчивы к кратковременному воздействию температуры, воде, летящим искрам, кислотам и щелочам. Они легко очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами, обладают повышенной прочностью и износостойкостью, а также имеют антивандальные свойства.

Особенности

- Полиуретановое сиденье и спинка, легко очищаемые и устойчивые к дезинфицирующим средствам.
- Прочная стальная конструкция с хромированным покрытием.
- Регулируемая высота сиденья и спинки на газлифте.
- Базовая комплектация на пластиковых колёсных опорах.
- Возможность комплектации глайдерами или итальянскими колёсными опорами с десмопановым покрытием.
- Опорное кольцо для ног с регулировкой по высоте диаметром 450 мм.
- Устойчивость к влаге, кислотам, щелочам, летящим искрам и кратковременному нагреву.
- Антивандальная конструкция.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Размеры сиденья	470 × 450 мм	
Размеры спинки	420 × 310 мм	
Разлет опор	590 мм	
Высота сиденья (колёсные опоры)		от 450 до 580 мм
Высота спинки (колёсные опоры) от 870 до 1000 мм		
Высота сиденья (г	лайдеры) от 4	-25 до 555 мм
Высота спинки (гл	тайдеры) от 84	 15 до 975 мм



Преимущества

Преимущества

- Полиуретановое сиденье и спинка легко очищаются и устойчивы к дезинфицирующим и моющим средствам.
- Прочная стальная конструкция с хромированным покрытием обеспечивает долговечность и устойчивость к нагрузкам.
- Регулировка высоты сиденья и спинки на газлифте позволяет адаптировать кресло под разный рост оператора.
- Возможность комплектации пластиковыми колёсными опорами, глайдерами или итальянскими колёсными опорами с десмопановым покрытием.
- Опорное кольцо для ног с регулировкой по высоте диаметром 450 мм повышает комфорт работы.
- Полиуретановые элементы устойчивы к влаге, летящим искрам, кислотам и щелочам, а также к кратковременному нагреву.
- Антивандальная конструкция сиденья и спинки.
- Удобство перемещения и фиксации кресла на колёсных опорах.
- Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает комфорт при длительной работе.
- Лёгкость и скорость очистки поверхности для соблюдения санитарных норм.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	INMEDIX
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для дома
Вес, кг	9.5
Вес в упаковке, кг	10.5
Габариты в упаковке, мм	580 × 170 × 560
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.