

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы) Арт. КИУС.942711.001



Ваша цена

Розница
315 900 руб.

Оптовая цена
307 800 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: полуавтоматический
- Объем рабочей камеры, л: 75
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø400 × 658
- Диапазон температур, °C: 110...132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Полуавтоматический паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ

Паровой стерилизатор КасПз ВКа-75 ПЗ предназначен для обеззараживания водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения.

Задаваемые температурные режимы:

- 132 °C – 20 мин,
- 120 °C – 45 мин,
- 110°C – 180 мин.

Имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления. Сушка простерилизованного материала производится под вакуумом, который создается с помощью эжектора.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; ФСР 2012/13222 от 22.03.2021.

Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию. Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования.

Сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора.

Количество стерилизационных коробок типа КСКФ-18, одновременно загружаемых в камеру – 3шт. (поставляются по отдельному заказу).

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня его изготовления.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---------------------------------------|-----------|
| Тип камеры | круглая |
| Полезный объем камеры, л | 75 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 0,22 |
| Точность поддержания давления, МПа | ±0,2 |
| Внутренние размеры камеры (Ø × Г), мм | 400 × 658 |

| | |
|---|--|
| Внешние габариты (Ш × Г × В), мм | 825 × 522 × 1 096 |
| Масса, кг | 140 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 6,5 |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Задаваемые температурные режимы, °С | 132 °С – 20 мин; 120 °С – 45 мин; 110 °С – 180 мин |
| Время нагрева стерилизатора, мин, не более | 60 |
| Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±2 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более | 70 |
| Время непрерывной работы в сутки, ч, не менее | 16 |
| Наработка на отказ, циклов, не менее | 1 000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |

Транспортные характеристики

| Параметр | Значение |
|-------------------------------|----------|
| Количество мест, шт. | 1 |
| Максимальная длина места, мм | 670 |
| Максимальная ширина места, мм | 960 |
| Максимальная высота места, мм | 1 325 |
| Максимальный вес места, кг | 140 |
| Общий вес, кг | 140 |
| Общий объём, м ³ | 0,85224 |

Преимущества

Стерилизатор КасПз ВКа–75 ПЗ сочетает в себе надёжность, долговечность и соответствие современным стандартам безопасности, обеспечивая эффективную и удобную стерилизацию в медицинских учреждениях:

- Стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию – повышенная прочность и долговечность.
- Сливное отверстие камеры снабжено фильтром – предотвращает попадание мусора в гидрораппаратуру и обеспечивает стабильную работу.
- Все элементы сосудов стерилизатора изготовлены из коррозионностойкой стали – включая камеру, за исключением уплотнений, трубопроводов и штуцеров.
- Внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимического полирования – для повышения устойчивости к загрязнениям и упрощения ухода.
- Простота эксплуатации – удобство управления и обслуживания без необходимости специальной подготовки персонала.
- Соответствие требованиям ГОСТ 31598 – все элементы устойчивы к воздействию пара и конденсата, не влияют на качество пара и не выделяют токсичных веществ выше предельно допустимых концентраций (ПДК).

Стерилизатор КасПз ВКа–75 ПЗ – это эффективное и безопасное решение для стерилизации в клиниках, лабораториях и лечебных учреждениях, соответствующее российским стандартам качества и эксплуатационной надёжности.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------|-----------------------------|
| Артикул | КИУС.942711.001 |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |

