

Полумикровесы OHAUS Pioneer PX125D

Аналитические и лабораторные весы Арт. 30430079



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
 По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: полумикровесы
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 52, 120
- Дискретность, г: 0,00001/0,0001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,001
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Высокий (II)

Описание

Полумикровесы OHAUS Pioneer PX125D

Превосходные рабочие характеристики и экономичность.

Весы серии Pioneer PX5 – это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. Весы PX5 отличаются выгодной ценой. Продуманная конструкция упрощает взвешивание, а благодаря второй строке на дисплее возможно отображение дополнительной информации. Интерфейсы USB и RS232 облегчают подключение другого оборудования.

Нижняя часть корпуса весов PX5 изготовлена из литого металла, а поддон и грузоприёмная чашка – из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность, практичность и долговечность.

У весов PX5 предусмотрена вторая строка на дисплее для отображения дополнительной информации или указаний, антистатическая пластина для удобного заземления, а также интерфейсы USB и RS232, обеспечивающие простоту подключения.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [73104-18](#).
 Срок свидетельства: до 21.11.2023.

Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание, взвешивание животных, определение плотности.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой; вторая строка для отображения дополнительной информации и указаний для пользователя.

Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

Связь

RS232 и USB (стандартно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP (кроме модификаций для США).

Материалы конструкции

Металлическое основание и пластиковая верхняя часть корпуса, съёмная грузоприёмная чашка из нержавеющей стали, стеклянный защитный кожух, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки и защитный чехол.

Преимущества

Преимущества OHAUS Pioneer PX125D

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функции автоматического тарирования, автоматического снижения яркости дисплея, программной блокировки меню и восстановления заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.
- Четыре языка пользовательского интерфейса.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30430079
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Сортировка по популярности МСК	19840
Сортировка по популярности РНД	19840
Тип весов	полумикровесы
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	52, 120
Дискретность, г	0,00001/0,0001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,001
Воспроизводимость (СКО), г	0,00002/0,0001
Линейность, ± г	0,0001
Калибровка	внутренняя
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	80
Интерфейс	RS-232, USB
Время стабилизации, с	10
Габариты, мм	209×321×309
Вес, кг	4,5
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.