

## Портативные весы OHAUS Compass CR221

Аналитические и лабораторные весы      Арт. 30467446



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,1
- Калибровка: внешняя

## Описание

### Портативные весы OHAUS Compass CR221

Весы серии Compass CR поддерживают основные функции взвешивания и обладают отличными характеристиками при доступных ценах. Низкопрофильная конструкция, возможность установки друг на друга для хранения и увеличенная грузоприемная платформа расширяют сферу применения этих весов.

Интуитивно понятное управление с помощью двух кнопок облегчает работу.

Благодаря тонкой компактной конструкции можно хранить весы, поставив их друг на друга.

Большая весовая платформа гарантирует удобство при взвешивании крупных образцов или нескольких предметов.

Режимы применения

Взвешивание.

Дисплей

Жидкокристаллический (ЖК) дисплей.

Эксплуатация

Три элемента питания AA (входят в комплект) или сетевой блок питания (не входит в комплект).

Связь

Неприменимо.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Compass CR221

- Индикатор успокоения.
- Механическая и программная защита от перегруза и недогруза.
- Автовыключение.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

|  |             |
|--|-------------|
| Артикул                                | 30467446    |
| Бренд                                  | OHAUS       |
| Страна бренда                          | США         |
| Сортировка по популярности МСК         | 12610       |
| Сортировка по популярности РНД         | 12610       |
| Тип весов                              | портативные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 220         |
| Дискретность, г                        | 0,1         |
| Калибровка                             | внешняя     |
| Гиря                                   | 200 г       |
| Размер платформы, мм                   | 125×132     |
| Время стабилизации, с                  | 2           |
| Габариты, мм                           | 140×205×41  |
| Вес, кг                                | 0.4         |
| Вес в упаковке, кг                     | 0.6         |
| Страна производства                    | Китай       |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.