

Портативные весы OHAUS Compass CR5200

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30467719

Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 5200
- Дискретность, г: 1
- Калибровка: внешняя

Описание

Портативные весы OHAUS Compass CR5200

Весы серии Compass CR поддерживают основные функции взвешивания и обладают отличными характеристиками при доступных ценах. Низкопрофильная конструкция, возможность установки друг на друга для хранения и увеличенная грузоприемная платформа расширяют сферу применения этих весов.

Интуитивно понятное управление с помощью двух кнопок облегчает работу.

Благодаря тонкой компактной конструкции можно хранить весы, поставив их друг на друга.

Большая весовая платформа гарантирует удобство при взвешивании крупных образцов или нескольких предметов.

Режимы применения

Взвешивание.

Дисплей

Жидкокристаллический (ЖК) дисплей.

Эксплуатация

Три элемента питания AA (входят в комплект) или сетевой блок питания (не входит в комплект).

Связь

Неприменимо.

Преимущества

Преимущества OHAUS Compass CR5200

- Индикатор успокоения.
- Механическая и программная защита от перегруза и недогруза.
- Автовключение.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	30467719
Бренд	ОНАУС
Страна бренда	США
Сортировка по популярности МСК	19990
Сортировка по популярности РНД	19990
Тип весов	портативные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	5200
Дискретность, г	1
Калибровка	внешняя
Гиря	2 кг
Размер платформы, мм	125×132
Время стабилизации, с	2
Габариты, мм	140×205×41
Вес, кг	0.4
Вес в упаковке, кг	0.6
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.