

## Портативные весы OHAUS Compass CX221

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30467441

### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,1
- Калибровка: внешняя

## Описание

### Портативные весы OHAUS Compass CX221

Энергоэффективные портативные весы для взвешивания в лабораторных и полевых условиях.

Весы Compass CX разработаны с учётом требований энергоэффективности и обеспечивают до 1000 часов непрерывной работы от одного аккумулятора. Простое управление с помощью двух кнопок и большой ЖК-дисплей с подсветкой, позволяющий легко считывать результаты взвешивания, повышают удобство работы с весами.

Экономьте деньги в течение всей жизни весов. Щелочные элементы питания обеспечивают до 1000 часов непрерывной комфортной работы на рабочем месте или в классе.

Благодаря большому дисплею с подсветкой легко читать результаты в условиях низкой освещённости и на большом расстоянии.

Благодаря тонкой компактной конструкции можно хранить до четырёх весов, поставив их друг на друга.

Режимы применения

Взвешивание, удержание показаний.

Дисплей

Жидкокристаллический (ЖК) дисплей с подсветкой.

Эксплуатация

Три элемента питания AA (входят в комплект) или сетевой блок питания (не входит в комплект).

Связь

Неприменимо.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Compass CX221

- Индикаторы стабильности и заряда батареи,
- Механическая и программная защита от перегруза и недогруза.
- Автовыключение.

## Характеристики

| Параметр:                              | Показатель: |
|--|-------------|
| Артикул                                | 30467441    |
| Бренд                                  | ОНАУС       |
| Страна бренда                          | США         |
| Тип весов                              | портативные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 220         |
| Дискретность, г                        | 0,1         |
| Калибровка                             | внешняя     |
| Гиря                                   | 200 г       |
| Размер платформы, мм                   | 128×142     |
| Время стабилизации, с                  | 1,5         |
| Габариты, мм                           | 135×201×41  |
| Вес, кг                                | 0.5         |
| Вес в упаковке, кг                     | 0.7         |
| Страна производства                    | Китай       |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.