

Портативные весы OHAUS Scout STX8200

Аналитические и лабораторные весы Арт. 30272136



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
 По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 6200
- Дискретность, г: 1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Портативные весы OHAUS Scout STX8200

Новое поколение весов Scout – новые стандарты взвешивания в лаборатории и на производстве.

Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в самых разных областях применения. К отличительным особенностям весов также относятся эффективная защита от перегрузок и расширенные возможности подключения.

Большой цветной сенсорный дисплей позволяет без труда управлять весами Scout при помощи информативного меню с пиктограммами, направляя действия пользователя на каждом этапе взвешивания.

Время стабилизации не превышает 1 секунду и способствует повышению производительности на любом производстве. В весах Scout реализована передовая технология взвешивания, что гарантирует воспроизводимые и надёжные результаты.

Превосходная встроенная система защиты от перегрузки, рассчитанная на 10-кратное превышение НПВ, защищает весы в сложных и неблагоприятных условиях. Компактная продуманная конструкция позволяет штабелировать весы при хранении.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [64467-16](#).
 Срок свидетельства: до 29.06.2026.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксирование максимального веса, мольное взвешивание.

Дисплей

Полноцветный графический сенсорный VGA-дисплей 4,3 дюйма (109 мм) с регулируемой яркостью.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для

моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

Преимущества

Преимущества OHAUS Scout STX8200

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| Артикул | 30272136 |
| Бренд | OHAUS |
| Страна бренда | США |
| Тип весов | портативные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 6200 |
| Дискретность, г | 1 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 20 |
| Воспроизводимость (СКО), г | 1 |
| Линейность, ± г | 1 |
| Калибровка | внешняя |
| Гиря | 4 кг, 8 кг |
| Класс точности | Средний (III) |
| Размер платформы, мм | 170×140 |
| Интерфейс | RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция) |
| Время стабилизации, с | 1 |
| Габариты, мм | 202×224×54 |

| | |
|---------|---|
| Вес, кг | 1 |
|---------|---|

| | |
|---------------------|-------|
| Страна производства | Китай |
|---------------------|-------|

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.