

Порционные весы OHAUS Valor 4000 V41XWE3T

Платформенные весы Арт. 30072340

Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 3
- Дискретность, г: 0,5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 10
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Порционные весы OHAUS Valor 4000 V41XWE3T

Водонепроницаемые пищевые весы OHAUS Valor 4000 устанавливают новый промышленный стандарт благодаря выигрышному сочетанию бесконтактного управления, скорости и надёжности. Весы Valor 4000 в корпусе из нержавеющей стали или пластика имеют большие светодиодные дисплеи, расположенные спереди и сзади, прочную клавиатуру из материалов, совместимых с пищевыми продуктами. Эти характеристики в сочетании с сертификатами, подтверждающими безопасность для пищевых продуктов и пригодность для коммерческого использования, делают их весами номер один для работы в сухих условиях и условиях повышенной влажности.

Высокую производительность обеспечивают бесконтактный датчик для тарирования, время стабилизации в пределах полусекунды, контрольное взвешивание со светодиодной индикацией и процентное взвешивание.

Уникальная клавиатура, которая не боится царапин от ножей и обладает степенью защиты IP68, гарантирует долгую и надёжную работу в условиях высокой влажности.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [73893-19](#). Срок свидетельства: до 08.02.2024.

Режимы применения

Взвешивание, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, накопление результатов.

Дисплей

Два светодиодных дисплея.

Эксплуатация

Сетевой адаптер или аккумулятор (входит в комплект).

Связь

Неприменимо.

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика с платформой из нержавеющей стали (PW), корпус и платформа из нержавеющей стали (XW), индикатор установки по уровню на передней панели с подсветкой, задний бесконтактный датчик.

Преимущества

Преимущества OHAUS Valor 4000 V41XWE3T

- Автоматическая защитная заслонка разъёма питания.
- Меню и программируемые режимы.
- Ручка для переноски.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30072340
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Сортировка по популярности МСК	20960
Сортировка по популярности РНД	20960
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	3
Дискретность, г	0,5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	10
Воспроизводимость (СКО), г	0,5
Линейность, ± г	0,5
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	190×242
Время стабилизации, с	0,5
Защита от пыли и влаги (IP)	IP68
Габариты, мм	124×256×288
Вес, кг	3,9
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.