

Приставная тумба НВ-400 ТДЯ

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница
7 817 руб.

Оптовая цена
7 506 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: приставная тумба
- Ширина столешницы, мм: 420
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Приставная тумба НВ-400 ТДЯ

НВ-400 ТДЯ – это стандартная тумба высотой 65 см (можно поставить под обычный офисный стол).

Несущие ламинированные панели окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий.

Пространство тумбы делится на одну открытую нишу, один ящик на роликовых направляющих и полку, закрытую дверцей.

Габариты тумбы в собранном виде: 420×460×650 мм.

В стандартном исполнении «КОРСА» предлагает тумбы для лабораторных столов серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028130.pdf
Серия	НВ
Тип	приставная тумба
Ширина столешницы, мм	420
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	420×460×650
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.