

Пульсоксиметр Armed YX 200

Пульсоксиметры Арт. 1032001



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.: 30-235
- Диапазон измерения SpO₂, %: 70-100
- Тип батареек: AAA, 1,5 В

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/07461 от 13.09.2021

Описание

Пульсоксиметр Armed YX200

Пульсоксиметр Armed YX200 позволяет узнать частоту пульса и уровень кислорода в крови (сатурацию). Управление прибором осуществляется всего одной кнопкой. Результат высвечивается на дисплее через 5 секунд после начала измерения.

Чёрно-белый цифровой экран понятно и чётко отображает частоту пульса, а также уровень насыщения крови кислородом (SpO₂). Также на дисплей выводится заряд батареи. YX200 автоматически отключается через 8 секунд бездействия и потребляет минимум энергии.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСЗ 2010/07461 от 22.07.2010.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1032001
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.	30-235
Диапазон измерения SpO ₂ , %	70-100
Тип батареек	AAA, 1,5 В
Вес, кг	0.05

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.