

## Рабочее место офтальмолога Viscope VS-2000 (офтальмологический комбайн)

Рабочие места



✓ **ЕСТЬ В НАЛИЧИИ**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Рабочее место офтальмолога Viscope VS-2000

Viscope VS-2000 — функциональное рабочее место офтальмолога, предназначенное для организации полноценного диагностического пространства в офтальмологических кабинетах. Конструкция включает вращающуюся столешницу для размещения двух диагностических приборов, а также систему кронштейнов для навесного оборудования.

Рабочее место обеспечивает удобную и компактную интеграцию основного офтальмологического оборудования, включая авторефрактометры, щелевые лампы, проекторы знаков и форопторы. За счёт продуманной эргономики достигается сокращение времени обследования и повышение эффективности работы врача.

Пациентское кресло входит в состав комплекса и оснащено электрической регулировкой высоты, регулируемым подголовником, откидывающейся спинкой и подлокотниками. Конструкция обеспечивает комфорт пациента при длительных обследованиях и точное позиционирование во время диагностики.

#### Комплектация

- Стол для двух приборов с вращающейся столешницей.
- Кресло с электрической регулировкой высоты.
- Откидывающиеся подлокотники и спинка кресла.
- Регулируемый по высоте подголовник.
- Верхняя осветительная лампа.
- Кронштейн для проектора знаков.
- Кронштейн под фороптер.

#### Особенности

- Вращающаяся столешница рассчитана на два диагностических прибора.
- Компактное размещение оборудования в пределах одного рабочего места.
- Кронштейны для фороптера и проектора знаков.
- Регулируемое кресло пациента с электроприводом.
- Откидывающиеся элементы кресла для удобства посадки и обследования.
- Возможность выбора цвета кресла (чёрный или бежевый).
- Оптимизация рабочего пространства офтальмологического кабинета.
- Подходит для частных и государственных медицинских учреждений.

#### Технические характеристики

| Параметр                 | Значение     |
|--------------------------|--------------|
| Производитель            | Китай        |
| Модель                   | VS-2000      |
| Угол поворота столешницы | 90°          |
| Размер столешницы        | 840 × 405 мм |
| Высота подъёма кресла    | 500–700 мм   |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Угол поворота кресла         | ±90°   |
| Угол наклона кресла          | ±165°  |
| Наклон спинки                | 60°    |
| Возможная нагрузка на кресло | 300 кг |
| Мощность осветителя          | 15 Вт  |
| Режим работы                 | S1     |

## Преимущества

- Компактное офтальмологическое рабочее место с интеграцией всех основных диагностических модулей.
- Вращающаяся столешница позволяет одновременно размещать до двух приборов.
- Кронштейны для фороптера и проектора знаков обеспечивают удобную организацию обследования.
- Оптимизация рабочего пространства офтальмологического кабинета за счёт компактной компоновки оборудования.
- Эргономичное кресло пациента с электрической регулировкой высоты.
- Откидывающиеся подлокотники и спинка повышают комфорт пациента при длительных обследованиях.
- Регулируемый подголовник обеспечивает точное позиционирование головы пациента.
- Плавная механика регулировок обеспечивает точность и стабильность положения пациента.
- Возможность выбора цветового исполнения кресла для интеграции в интерьер кабинета.
- Снижение времени обследования за счёт расположения приборов в зоне прямого доступа врача.
- Поддержка работы с основными офтальмологическими диагностическими системами.
- Устойчивость конструкции и расчёт на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
- Безопасные материалы конструкции, адаптированные для медицинских помещений.
- Удобство работы с пациентами различных возрастных групп, включая детей и маломобильных пациентов.

## Характеристики

| Параметр:                        | Показатель:   |
|----------------------------------|---|
| <b>Бренд</b>                     | Viscope Inc   |
| <b>Страна бренда</b>             | Китай   |
| <b>Отрасли</b>                   | Для кабинета офтальмолога   |
| <b>Ссылка на документы</b>       | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039733.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039733.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>              | 1170×1150×2020  |
| <b>Вес, кг</b>                   | 180   |
| <b>Электропитание, В</b>         | 220   |
| <b>Потребляемая мощность, Вт</b> | 140   |
| <b>Страна производства</b>       | Китай   |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.