

## Рабочее место врача-офтальмолога Stern Talmo детское

Рабочие места и комбайны



### Ваша цена

Розница  
**365 000 руб.**

Оптовая цена  
**328 500 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Рабочее место врача-офтальмолога Stern Talmo детское

Рабочее место врача-офтальмолога Stern Talmo детское – специализированный офтальмологический комплекс, предназначенный для оснащения детских кабинетов офтальмолога. Конструкция разработана с учётом особенностей работы с детьми и обеспечивает комфортное проведение диагностических процедур.

Модель отличается эргономичной компоновкой, удобным размещением диагностических приборов и простым управлением. Детский дизайн облегчает взаимодействие с маленькими пациентами и создаёт более комфортную атмосферу во время обследования.

Рабочее место оснащено столом на два диагностических прибора, креслом пациента с электрической регулировкой высоты и панелью управления, обеспечивающей удобную работу врача.

### Особенности

- Дизайн выполнен специально для детского кабинета офтальмолога.
- Два варианта оформления: Океан и Мадагаскар.
- Стол на два диагностических прибора с механическим перемещением.
- Угол вращения стола – 90° с фиксацией рычагом.
- Эксплуатационная нагрузка стола – до 60 кг.
- Кресло пациента с автоматической регулировкой вверх/вниз.
- Грузоподъёмность кресла пациента – до 120 кг.
- Централизованная панель управления.
- Компактная конструкция для удобной работы в детском кабинете.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Количество приборов	2
Тип перемещения стола	механический
Угол вращения стола	90°
Эксплуатационная нагрузка стола	60 кг
Грузоподъёмность кресла пациента	120 кг
Регулировка кресла	электрическая, вверх/вниз
Панель управления	есть

## Преимущества

- Специальный дизайн для детского офтальмологического кабинета.
- Два варианта оформления: Океан и Мадагаскар.
- Стол на два диагностических прибора.
- Механическое перемещение стола для простоты и надёжности эксплуатации.

- Угол вращения столешницы до 90° с удобной фиксацией рычагом.
- Эксплуатационная нагрузка на стол до 60 кг.
- Кресло пациента с автоматической регулировкой высоты.
- Грузоподъёмность кресла пациента до 120 кг.
- Панель управления для удобного контроля функций.
- Эргономичная конструкция для комфортной работы врача.
- Компактное размещение оборудования в рабочей зоне.
- Повышенный комфорт для детей во время обследования.
- Удобное размещение диагностических приборов.
- Надёжная конструкция для длительной эксплуатации.
- Подходит для оснащения детских офтальмологических кабинетов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stern
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039659.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039659.pdf</a>
Габариты, мм	1095×1060×1970
Вес, кг	170
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	не более 50
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.