

Рак-держатель RM-1L для смесителя Rotamix RM-1

Медицинские встряхиватели



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 12 150 руб. 11 700 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Рак-держатель RM-1L для смесителя Rotamix RM-1 (пробирки диаметром 16 мм), ELMI

Максимальное количество пробирок в рэке: 22 штуки

Габариты применяемых пробирок (Диаметр × Длина): Ø14-16 × 60-150 мм

Характеристики

 Параметр:
 Показатель:

 Бренд
 ELMI

 Страна бренда
 Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.