


## Ротор ELMI 50.03 для CM-50M

Медицинские центрифуги



**Ваша цена**

Розница  
**10 935 руб.**

Оптовая цена  
**10 530 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

### Описание

#### Ротор ELMI 50.03 для [ELMI CM-50M](#)

Ротор ELMI 50.03 предназначен для использования с центрифугой [ELMI CM-50M](#). Оснащён двумя стандартными ПЦР стрипами объёмом по 0.2 мл, что делает его удобным решением для работы с малыми образцами в лабораторных условиях. Конструкция ротора обеспечивает равномерное распределение центробежной силы и надёжную фиксацию пробирок во время вращения.

Совместно с центрифугой [ELMI CM-50M](#) ротор ELMI 50.03 позволяет выполнять широкий спектр задач по подготовке биологических проб, включая осаждение клеток, белков и нуклеиновых кислот. Подходит для лабораторий клинической диагностики, молекулярной биологии, биохимии и исследовательских центров.

#### Особенности

- Совместим с центрифугой [ELMI CM-50M](#).
- Рассчитан на два ПЦР стрипа объёмом по 0.2 мл.
- Обеспечивает равномерное распределение центробежной силы.
- Прочный и износостойкий материал изготовления.
- Устойчив к воздействию химических реагентов и дезинфектантов.
- Обеспечивает точное позиционирование и балансировку при высоких скоростях вращения.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Совместимость	<a href="#">ELMI CM-50M</a>
Количество ячеек	2 ПЦР стрипа по 8 пробирок (0.2 мл)
Количество режимов перемешивания	9
Скорость вращения ротора (дискретная)	1 000 – 12 000 об/мин
Гравитационное поле	до 10 000 g
Программируемый режим подготовки образцов	3
Материал ротора	Алюминиевый сплав с анодированным покрытием
Тип фиксации	Механическая, с нажимным креплением

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ELMI

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.