

## Сборник для дистиллированной воды С-180

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



### Ваша цена

Розница  
**93 000 руб.**

Оптовая цена  
**79 980 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Сборник для хранения очищенной воды Ливам С-180

Сборник для хранения дистиллированной воды С-180 — медицинское оборудование, предназначенное для сбора, хранения и раздачи очищенной воды, полученной из воды питьевого качества методом дистилляции. Используется в аптеках, больницах, лабораториях различного профиля, а также других медицинских и научных учреждениях.

Сборник может быть удобно интегрирован с аквадистиллятором в единую систему, обеспечивающую стабильную подачу дистиллированной воды. Благодаря наличию устройства автоматического отключения аквадистиллятора при наполнении ёмкости, обеспечивается безопасная и надежная эксплуатация оборудования.

Срок хранения очищенной воды в сборнике составляет не более 24 часов. Для удобства перемещения предусмотрена подставка на четырёх поворотных колёсах, одно из которых оснащено тормозом.

### Особенности конструкции

Корпус и основные узлы выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, устойчивой к коррозии и обеспечивающей длительный срок службы.

Система оснащена воздушным бактерицидным фильтром для защиты воды от загрязнений из окружающей среды, а также водоуказательной колонкой для визуального контроля уровня жидкости.

Кран для разбора воды размещён в удобной зоне и позволяет точно дозировать объём подаваемой воды.

Передвижная подставка обеспечивает удобную транспортировку пустого сборника внутри помещения.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Объём	180 л
Напряжение питания цепей управления	12 В
Габариты без подставки (Д × Ш × В)	690 × 660 × 890 мм
Масса	20 кг
Срок службы	не менее 8 лет

### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	750 мм
Максимальная ширина	740 мм
Максимальная высота	1 050 мм

Максимальный вес	47 кг
Общий вес	47 кг
Общий объём	0,58275 м <sup>3</sup>

## Преимущества

Водосборник Ливам С-180 — это современное решение для сбора и удаления конденсата в медицинских стерилизаторах и системах пароснабжения. Он обладает рядом ключевых преимуществ, обеспечивающих его высокую эффективность и надёжность в эксплуатации:

- Полностью герметичная конструкция — предотвращает утечку жидкости и защищает оборудование от влаги.
- Выполнен из устойчивых к коррозии материалов — подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры.
- Объём 180 мл — оптимален для применения в стерилизационных и технических системах.
- Компактный размер — удобен для размещения внутри оборудования или в ограниченном пространстве.
- Прозрачная колба — позволяет легко контролировать уровень конденсата.
- Простая установка и замена — не требует специального инструмента или дополнительных навыков.
- Подходит для большинства моделей медицинских стерилизаторов — универсальное применение.
- Производство с контролем качества — надёжность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.

Ливам С-180 обеспечивает безопасную и эффективную работу оборудования, снижая риск поломок и увеличивая срок службы стерилизационных установок.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ливам
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028200.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000028200.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028200.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028200.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	690 × 660 × 890
<b>Вес, кг</b>	20
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.