

## Счётчик лейкоцитарной формулы Стимул Плюс С-5

Счётчики элементов крови



### Ваша цена

Розница  
**8 280 руб.**

Оптовая цена  
**8 144 руб.**

**Сделано  
в России**

В наличии

НДС не облагается

- Количество каналов счёта: 24
- Объём счёта по каналу, ед.: по каналу [0] 1999; по остальным каналам 255

## Описание

### Счётчик лейкоцитарной формулы «Стимул Плюс С-5»

Стимул Плюс С-5 — лабораторный счётчик для микроскопического анализа мазков крови и костного мозга. Предназначен для подсчёта лейкоцитарной формулы, счёта эритроцитов по служебному каналу [0], оформления миелограммы и других счётных процедур. Обеспечивает независимый счёт по 24 каналам с выводом результатов на цифровое табло и клавишным вводом с звуковым подтверждением нажатия.

Результаты формируются как общая сумма, абсолютные значения по каждому каналу и доли, выраженные в % от общей суммы. Контрольная сумма настраивается в диапазоне 50 – 1 800 с шагом 50. Левая группа клавиш предназначена для счёта лейкоцитарной формулы (или аналогичных расчётов), функциональная группа клавиш расположена справа и выделена цветом.

### Особенности

- Независимый счёт по 24 каналам с индикацией на цифровом табло.
- Три представления результата: общая сумма, абсолютные значения по каналам и % от общей суммы.
- Контрольная сумма с настройкой в пределах 50 – 1 800, шаг – 50.
- Служебный канал [0] для независимого счёта, в том числе эритроцитов; не участвует в расчёте лейкоформулы.
- Клавишный ввод с звуковым подтверждением для снижения ошибок оператора.
- Левая счётная группа клавиш и правая функциональная группа, выделенная цветом, для удобства работы.
- Ёмкость счётчиков: до 1 999 ед. по каналу [0] и до 255 ед. по остальным каналам.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество независимых каналов	24
Представление результатов	Общая сумма; абсолютные значения по каналам; % от общей суммы
Контрольная сумма	50 – 1 800, шаг 50
Назначение канала [0]	Независимый счёт (в т. ч. эритроцитов); не входит в расчёт лейкоформулы
Объём счётчика по каналу [0]	1 999 ед.
Объём счётчика по остальным каналам	255 ед.
Способ ввода	Клавишный, со звуковым подтверждением нажатия
Органы управления	Левая счётная группа; правая функциональная группа (цветовая маркировка)
Индикация	Цифровое табло

## Преимущества

Счётчик лейкоцитарной формулы «Стимул Плюс С-5» обеспечивает быстрый, воспроизводимый и наглядный подсчёт клеточного состава крови при микроскопии мазков крови и костного мозга.

- Независимый счёт по 24 каналам с отображением на цифровом табло – оперативный контроль хода исследования.
- Три формата вывода результатов – общая сумма, абсолютные значения по каналам и % от общей суммы.
- Настраиваемая контрольная сумма в диапазоне 50 – 1 800 с шагом 50 – гибкая подстройка под протоколы лаборатории.
- Служебный канал [0] для независимого счёта (в т. ч. эритроцитов), не участвует в расчёте лейкоформулы.
- Клавишный ввод со звуковым подтверждением нажатия – снижение случайных ошибок оператора.
- Чёткая организация органов управления: левая счётная группа и правая функциональная группа, выделенная цветом.
- Высокая ёмкость счётчиков: до 1 999 ед. по каналу [0] и до 255 ед. по остальным каналам.
- Подходит для оформления миелограммы и других счётных процедур – универсальность применения.
- Ускорение работы и повышение воспроизводимости результатов при стандартных методиках подсчёта.

Результаты подсчёта могут быть представлены в виде общей суммы, абсолютных значений по каждому каналу или процента от общей суммы по каждому каналу.

Канал [0] является каналом независимого счёта, не участвующим в расчёте лейкоцитарной формулы крови, и может быть использован для счёта эритроцитов. Левая группа клавиш (счётная) – для счёта лейкоцитарной формулы или аналогичных расчётов, функциональная группа клавиш расположена справа и выделена цветом.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Сделано в России
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000002518.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000002518.pdf</a>
<b>Количество каналов счёта</b>	24
<b>Объём счёта по каналу, ед.</b>	по каналу [0] 1999; по остальным каналам 255
<b>Габариты, мм</b>	155 × 210 × 40
<b>Вес, кг</b>	0.4
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	165 × 265 × 65
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.