

Щелевая лампа 30M3 SL-R

Щелевые лампы Арт. SL-R



- Тип прибора: ручной
- Особенности: работает от аккумулятора



Временно не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4864 от 07.10.2016

Описание

Щелевая лампа 30M3 SL-R

Ручная щелевая лампа 30M3 SL-R применяется для диагностики переднего отдела глаза.

Предназначена, в основном, для лежащих больных и для детей дошкольного возраста. Также её можно применять в салонах оптики или в частных лечебных учреждениях, которые оказывают услуги выезда к пациенту.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4864 от 07.10.2016.

Микроскоп ковергентный. Источник излучения: белый светодиод.

Работает от аккумуляторов: AAA (мизинчиковые), 4 штуки.

Средний срок службы 6 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	SL-R
Бренд	30M3
Страна бренда	Россия
Тип прибора	ручной
Особенности	работает от аккумулятора
Увеличение микроскопа, крат	10; 16; 25,6
Поле зрения микроскопа, мм	10; 6; 4
Изменение величины изображения цели по длине	
(дискретно), мм	0,5; 2; 8; 12
Изменение величины изображения цели по	

ширине (плавно), мм	от 0 до 12
Пределы угла поворота осветителя с	
микроскопом в горизонтальной плоскости, град	от +30 до -30
Пределы изменения базы между окулярами	
бинокулярного микроскопа, мм	от 50 до 78
Диоптрийная наводка окуляров, дптр	от +6 до -6
Габариты, мм	170×110×230
Вес, кг	1.1
Потребляемая мощность, Вт	1,2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.