


## Шкаф для документов НВ-800 ШД

Мебель для хранения



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: шкаф для документов
- Ширина столешницы, мм: 800
- Материал столешницы: ламинат

## Описание

### Шкаф для документов НВ-800 ШД

НВ-800 ШД – это шкаф со стеклянными дверцами для документов. Его ширина 800 мм. Есть похожая, но более бюджетная модель без дверей: [НВ-800&nbsp;ШД-О](#).

Шкаф изготовлен из ламинированных панели (ЛДСП толщиной 16 мм), которые окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, увеличивающей ударостойкость и механическую прочность.

Шкаф оборудован одной неснимаемой и четырьмя снимаемыми полками и разделён на две секции: верхнюю и нижнюю.

Габариты шкафа в собранном виде: 800×460×1820 мм. Высота металлических ножек: 100 мм.

В стандартном исполнении мы предлагаем шкафы серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить лабораторную мебель по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027397.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027397.pdf</a>
Серия	НВ
Тип	шкаф для документов
Ширина столешницы, мм	800
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	800×460×1820

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.