

Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-2

Медицинские шкафы и сейфы



Ваша цена

Розница
10 569 руб.

Оптовая цена
10 146 руб.

**Сделано
в России**

В наличии

НДС не облагается

Описание

Медицинский шкаф (сейф) для хранения медикаментов/хим. реактивов СХМ-2

СХМ-2 — специализированный медицинский шкаф (сейф), предназначенный для безопасного хранения медикаментов, химических реактивов, медицинских инструментов и приспособлений в медицинских учреждениях, аптеках и лабораториях. Изделие подходит для оснащения центральных аптечных складов, операционных блоков, реанимационных отделений и крупных диагностических лабораторий.

Усиленная конструкция и замковая система обеспечивают защиту содержимого от несанкционированного доступа. Одностворчатое изделие поставляется в собранном виде, готовое к эксплуатации, и обеспечивает удобное зонирование внутреннего пространства для оптимального размещения медикаментов и химических реактивов.

Особенности

- Прочный корпус из листовой стали 1,0 мм с порошковым полимерным покрытием.
- Усиленная дверь из стали 1,5 мм с внутренним швеллером для повышенной прочности.
- Защита от вскрытия: усиленный замок (2 ключа в комплекте) и пломбировочная чашка.
- Внутреннее оснащение: 3 металлические полки для удобного размещения лекарственных средств.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу (4 отверстия + фальш-полка) для дополнительной безопасности и эстетичного вида.
- Надёжная организация внутреннего пространства для безопасного хранения медикаментов и химических реактивов.
- Полностью готовое к эксплуатации изделие.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Число внутренних полок	3
Размер полок (Ш × Г), мм	436 × 318
Расстояние между полками, мм	115
Нагрузка на каждую полку, кг, не более	10
Объём, м ³	0,1

Преимущества

- Прочный корпус из листовой стали 1,0 мм с порошковым полимерным покрытием.
- Усиленная дверь из стали 1,5 мм с внутренним швеллером для повышенной прочности.
- Защита содержимого от несанкционированного доступа: усиленный замок (2 ключа в комплекте) и пломбировочная чашка.
- Внутреннее оснащение: 3 металлические полки для удобного размещения медикаментов и химических реактивов.
- Скрытые петли и возможность крепления к полу (4 отверстия + фальш-полка) для дополнительной безопасности и эстетичного вида.

- Удобная организация внутреннего пространства для оптимального размещения лекарственных средств.
- Поставка изделия в собранном виде, готового к эксплуатации.
- Соответствие требованиям хранения медикаментов и химических реактивов в медицинских учреждениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Сделано в России
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010037813.pdf
Габариты, мм	440 × 340 × 700
Вес, кг	18.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.