

Смарт-зонд температуры Testo 115i

Смарт-зонды Арт. 0560 2115 02



- Измеряет: температуру
- Диапазон измерения, °C: -40...+150



Под заказ

Описание

Смарт-зонд температуры Testo 115i

Testo 115i — это зонд в виде зажима, который применяется для измерения температуры труб. Для его работы нужен планшет или смартфон с Bluetooth и предустановленным приложением Testo Smart (можно скачать с официального сайта, Google Play или App Store).

Все полученные данные отображаются в приложении в виде таблицы или графика. Протокол данных измерений можно отправить по email в формате PDF или Excel.

Testo 115i — идеальный прибор для пусконаладки, сервисного обслуживания и диагностики холодильных систем, систем кондиционирования и отопления. Также его можно использовать для измерения температуры подающей и обратной линии трубопровода. При одновременном использовании с манометром высокого давления Testo 549i возможен расчёт отдельных параметров холодильных систем.

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (3 шт.) хватает примерно на 150 часов работы.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 2115 02
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	температуру
Диапазон измерения, °C	-40...+150
Погрешность, °C	1,3
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	183×90×30

Вес, кг

0.1274

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.