

## Смарт-зонд температуры Testo 905i

Смарт-зонды    Арт. 0560 1905



- Диапазон измерения, °C: -50...+150



Под заказ

### Описание

#### Смарт-зонд температуры Testo 905i

Компактный профессиональный термометр Testo 905i с термопарой типа К (NiCr-Ni) позволяет измерять температуру в диапазоне от -50 до +150 °C. Он подходит для измерения температуры окружающей среды, а также температуры в воздуховодах и на вентиляционных решётках.

Для его работы нужен планшет или смартфон с Bluetooth и предустановленным приложением Testo Smart (можно скачать с официального сайта, Google Play или App Store). Все полученные данные отображаются в приложении в виде таблицы или графика. Протокол данных измерений можно отправить по email в формате PDF или Excel.

Прибор внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (3 шт.) хватает примерно на 150 часов работы.

### Характеристики

| Параметр:              | Показатель: |
|------------------------|-------------|
| Артикул                | 0560 1905   |
| Бренд                  | Testo       |
| Страна бренда          | Германия    |
| Диапазон измерения, °C | -50...+150  |
| Погрешность, °C        | 1           |
| Разрешение, °C         | 0,1         |
| Габариты, мм           | 222×30×24   |
| Вес, кг                | 0.082       |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного

уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.