

Сменная головка для вортекса ELMI V-3 на 9 пробирок от 1,5 до 2 мл

Медицинские встряхиватели



Ваша цена

Розница
7 628 руб.

Оптовая цена
7 345 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Адаптер для перемешивания 9 пробирок Эппендорф 1,5–2 мл к Вортексу V-3, ELMI
 Адаптер предназначен для перемешивания 9 пробирок Эппендорф объёмом 1,5 – 2 мл и совместим с Вортексом ELMI V-3. Устройство обеспечивает равномерное и безопасное смешивание образцов, повышая точность и эффективность лабораторных исследований.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ELMI

Страна бренда

Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.