


## Спирометр НВ-Мед ССП

Спиранализаторы



- Тип спирометра: механический (без батареек)
- Диапазон измерений, л: 2,5-6,5

Товар участвует в акциях:

- Популярное



[Снято с производства](#)

**Области применения:**

- Здравоохранение

## Описание

### Спирометр НВ-Мед ССП

Сухой механический спирометр ССП — это популярная портативная модель, не требующая батареек, простая и надёжная в работе.

Может работать сколько угодно времени в любых условиях: в лагерях, школах, в полевых условиях, при удалённой диспансеризации. Его может использовать даже неподготовленный человек.

Это самая бюджетная модель среди аналогов.

Диапазон показаний: от 0 до 6, 5 литров. Цена деления шкалы: 100 мл. Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе 50 л/мин: 180 Па (18 мм вод. ст.).

Мы поставляем спирометр под своей торговой маркой и предоставляем расширенную гарантию: 1, 5 года (у всех других компаний гарантия — 1 год).

Наша гарантия осуществляется в форме замены: если у вас сломался спирометр ССП, то мы заменим его совершенно бесплатно. На новый спирометр будет распространяться новый гарантийный срок — тоже 1,5 года.

## Преимущества

Спирометр НВ-Мед ССП предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для диагностики и мониторинга дыхательной функции:

- Высокая точность измерений и широкий диапазон диагностируемых параметров.
- Совместимость с современным медицинским ПО для анализа и хранения данных.
- Компактный и эргономичный дизайн для удобства использования в любых условиях.
- Интуитивно понятный интерфейс и быстрая калибровка.
- Возможность подключения к внешним дисплеям и печатающим устройствам.
- Быстрый запуск и минимальное время ожидания результатов.
- Низкое энергопотребление и автономная работа от аккумулятора.
- Надёжная конструкция и длительный срок службы.
- Встроенные функции самодиагностики и предупреждения о технических неисправностях.
- Поддержка работы с широким спектром пациентов, включая детей и пожилых.

Спирометр НВ-Мед ССП — эффективное и современное решение для профессиональной работы в области пульмонологии и функциональной диагностики.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

<b>Бренд</b>	НВ-Мед
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Для дома
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000001656.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000001656.pdf</a>
<b>Тип спирометра</b>	механический (без батареек)
<b>Диапазон измерений, л</b>	2,5-6,5
<b>Габариты, мм</b>	71×50×66
<b>Вес, кг</b>	0

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.