

Стекло покровное 24×21×0,45 мм, 100/500 штук в упаковке

Предметные и покровные стёкла Арт. 12003301



Ваша цена

Розница
3 руб.

Оптовая цена
3 руб.



Под заказ

С учетом НДС 10 %

Описание

Стекло покровное 24 × 21 × 0,45 мм

Стекло покровное 24 × 21 × 0,45 мм – предназначено для защиты микропрепаратов от пыли, загрязнений и механических повреждений при микрофотографии в видимой области спектра. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла по ТУ 9464-012-52876859-2014.

Стекло обладает химической устойчивостью к действию соляной кислоты и дистиллированной воды, что обеспечивает долговременную эксплуатацию в лабораторных условиях. Поставляется упаковками по 100 и 500 штук, что удобно для медицинских и исследовательских лабораторий.

Особенности

- Прозрачное бесцветное силикатное стекло.
- Защита микропрепаратов от пыли и механических повреждений.
- Химическая устойчивость к соляной кислоте и дистиллированной воде.
- Универсальные размеры 24 × 21 × 0,45 мм.
- Упаковка 100 / 500 штук для удобного хранения и использования.
- Соответствие требованиям ТУ 9464-012-52876859-2014.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	12003301
Бренд	МиниМед
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039458.pdf
Сортировка по популярности МСК	12460
Сортировка по популярности РНД	12460
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.