

## Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. КИУС.942711.004-05



### Ваша цена

Розница

**238 212 руб.**

Оптовая цена

**232 104 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246 × 450
- Диапазон температур, °C: 120...134

## Описание

### Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровой стерилизатор ГКа-25 ПЗ (-05) предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, из термостойкой резины, стекла.

Это стерилизатор автономного типа, он не требует подключения к водопроводу и канализации

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °C, время стерилизации 3-45 мин, время сушки 1-25 мин.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 1 000 циклов. Средний срок службы: 10 лет.

## Преимущества

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью вакуумного насоса.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации — 30 мин.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13 060).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

|  |  |
|--|--|
| <b>Артикул</b>                                 | КИУС.942711.004-05   |
| <b>Бренд</b>                                   | Касимовский приборный завод  |
| <b>Страна бренда</b>                           | Россия   |
| <b>Отрасли</b>                                 | Здравоохранение, Для отделения стерилизации  |
| <b>Ссылка на документы</b>                     | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000029961.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000029961.pdf</a> ,<br><a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029961.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029961.pdf</a> |
| <b>Время непрерывной работы, часов</b>         | 16   |
| <b>Тип загрузки</b>                            | горизонтальный   |
| <b>Дополнительный функционал</b>               | <p>есть режим вакуумной сушки, может работать автономно</p>  |
| <b>Объём рабочей камеры, л</b>                 | 24,7   |
| <b>Размеры рабочей камеры, мм</b>              | Ø246 × 450   |
| <b>Диапазон температур, °С</b>                 | 120...134  |
| <b>Отклонение температуры от заданной, ±°С</b> | 1  |
| <b>Время нагрева, мин, не более</b>            | 30   |
| <b>Количество полок</b>                        | 2/3  |
| <b>Размер полки, мм</b>                        | 215 × 380 × 22   |
| <b>Габариты, мм</b>                            | 450 × 690 × 400  |
| <b>Вес, кг</b>                                 | 50   |
| <b>Электропитание, В</b>                       | 220  |
| <b>Потребляемая мощность, Вт</b>               | 2 100  |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.