

## Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-12

Стерилизационные коробки для автоклавов

**Ваша цена**

Розница  
**7 096 руб.**

Оптовая цена  
**6 833 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение



НДС не облагается

### Описание

#### Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-12

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-12 предназначена для стерилизации медицинских инструментов и материалов в паровой камере и обеспечивает сохранение стерильности обработанных изделий до 20 суток. Модель комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, рассчитанными на 60 циклов обработки.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к воздействию высокой температуры, насыщенного водяного пара и влаги. Конструкция включает прочный корпус и крышку на шарнирном соединении, что обеспечивает удобное и полное открытие. Плотная фиксация осуществляется замками-фиксаторами, а перенос облегчает встроенная ручка.

Модель подходит для эксплуатации в лечебных учреждениях всех профилей и совместима с рядом паровых стерилизаторов, включая:

- Паровой стерилизатор ТЗМОИ ВК-75-01 – [перейти к описанию](#)
- Паровой стерилизатор ТЗМОИ ГК-100-3 – [перейти к описанию](#)

#### Особенности

- Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к высоким температурам и влажности.
- Комплектация сменными фильтрами, рассчитанными на 60 циклов стерилизации.
- Сохранение стерильности содержимого до 20 суток.
- Шарнирное соединение для полного открытия крышки.
- Надёжные замки-фиксаторы для плотного закрытия.
- Удобная ручка для переноски.
- Совместимость с популярными моделями паровых стерилизаторов.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	12 л
Диаметр	340 мм
Высота	175 мм

### Преимущества

- Сменные фильтры, обеспечивающие надёжную фильтрацию и до 60 циклов стерилизации без снижения эффективности.
- Сохранение стерильности инструментов и материалов до 20 суток после обработки.
- Изготовление из нержавеющей стали, устойчивой к высоким температурам, пару и влажности.
- Совместимость с широким спектром паровых стерилизаторов, включая модели ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).
- Подходит для использования в лечебных учреждениях всех профилей.

- Корпус с откидной крышкой на шарнирном соединении обеспечивает удобное открытие и доступ к материалам.
- Надёжные замки-фиксаторы гарантируют плотное закрывание и дополнительную защиту от попадания микроорганизмов.
- Ручка на крышке упрощает перенос и транспортировку коробки.
- Фильтры из хлопчатобумажной ткани обеспечивают стабильную фильтрацию при паровой стерилизации.
- Оптимальный внутренний объём — 12 л, подходящий для размещения большинства стандартных инструментов.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028704.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028704.pdf</a>
Вес, кг	2.5
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.