

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-21

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 7 453 руб. 7 176 руб.**



В наличии

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-21

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-21 предназначена для стерилизации медицинских инструментов и материалов в паровых стерилизаторах. Корпус изготавливается из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию высокой температуры, горячего пара и влаги. Конструкция включает корпус с откидывающейся крышкой, плотное закрывание которой обеспечивается замками-фиксаторами. Шарнирное соединение позволяет полностью открывать крышку, а ручка на крышке облегчает перенос коробки.

Изделие комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, рассчитанными на 60 циклов обработки. Коробка обеспечивает сохранение стерильности содержимого до 20 суток. Совместима с автоклавами ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5) и подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.

Особенности

- Корпус из нержавеющей стали, устойчивой к пару, влаге и температуре.
- Комплектация сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани (60 циклов стерилизации).
- Сохранение стерильности содержимого до 20 суток.
- Крышка с надёжными замками-фиксаторами.
- Шарнирное соединение для полного раскрытия крышки.
- Удобная ручка для переноса.
- Совместимость с широким спектром паровых стерилизаторов.

Технические характеристики

Характеристика		Значение	
Объём	21 л		
Диаметр	390 мм	1	
Высота	200 мм		
Материал корпуса		Нержавеющая сталь	
Ресурс фильтров		60 циклов	
Срок сохран	ения стер	ильности	до 20 суто

Совместимость со стерилизаторами $BK-75-01, B\Pi-0,1/75, \Gamma K-100-3$ (4,5)

Преимущества

- Использование нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, высоким температурам и влажности.
- Сохранение стерильности инструментов и материалов до 20 суток после обработки.
- Комплектация сменными фильтрами, рассчитанными на 60 циклов стерилизации.



- Плотное закрывание крышки за счёт надёжных замков-фиксаторов.
- Шарнирное соединение, позволяющее полностью открыть крышку для удобной загрузки и выемки инструментов.
- Ручка на крышке для безопасного и удобного переноса коробки.
 Совместимость с широким рядом паровых стерилизаторов: ВК-75-01, ВП-0,1/75, ГК-100-3 (4,5).
- Использование хлопчатобумажных фильтров, обеспечивающих равномерный пропуск пара.
- Подход для применения в лечебных учреждениях любых профилей.
- Простота обслуживания и долговечность конструкции.

Характеристики

Параметр:	Показатель:	
Бренд	Ока-Медик	
Страна бренда	Россия	
Отрасли	Для отделения стерилизации	
Габариты, мм	400 × 400 × 210	
Вес, кг	3.2	
Страна производства	Россия	

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.