

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-4

Стерилизационные коробки для автоклавов



Ваша цена

Розница
3 129 руб.

Оптовая цена
3 013 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Стерилизационная коробка со сменными фильтрами Ока-Медик КСКФ-4

Стерилизационная коробка Ока-Медик КСКФ-4 – медицинское изделие, предназначенное для стерилизации перевязочных материалов, хирургического белья, инструментов и других изделий в паровых стерилизаторах, а также для их последующего хранения и доставки в стерильном виде.

Коробка изготовлена из нержавеющей стали, устойчива к коррозии, долговечна и рассчитана на многократное использование в условиях частой паровой стерилизации. Конструкция обеспечивает сохранение стерильности содержимого и надежную эксплуатацию в медицинских учреждениях различного профиля.

Коробка комплектуется двумя сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани, расположенными на дне крышки и фиксируемыми прижимом и резьбовым соединением болт-гайка. Фильтры закрывают все технические отверстия и обеспечивают сохранение стерильности обработанных изделий до 20 дней, выдерживая не менее 60 циклов стерилизации. С внутренней стороны крышки установлен силиконовый уплотнитель, обеспечивающий герметичность корпуса. Крышка надежно соединена с корпусом посредством шарнирного механизма и оснащена замком-фиксатором.

Особенности

- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и многократной стерилизации.
- Предназначена для длительного и интенсивного использования в паровых стерилизаторах.
- Оснащена двумя сменными хлопчатобумажными фильтрами.
- Фильтры фиксируются прижимом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает сохранение стерильности изделий до 20 дней.
- Фильтры выдерживают не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель обеспечивает герметичность конструкции.
- Крышка выполнена на надежном шарнирном креплении.
- Оснащена замком-фиксатором для безопасной эксплуатации.

Совместимость

Подходит для использования с паровыми стерилизаторами типа: ГК-10.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём	4 л
Диаметр	190 мм
Высота	175 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Фильтры	да
Гарантия производителя	24 мес.

Преимущества

- Обеспечивает надежную паровую стерилизацию медицинских изделий с последующим сохранением стерильности.
- Подходит для многократного использования при интенсивной эксплуатации в стерилизационных отделениях.
- Изготовлена из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
- Сохраняет стабильные эксплуатационные характеристики при частых циклах стерилизации.
- Оснащена системой сменных хлопчатобумажных фильтров для защиты стерильного содержимого.
- Фильтры надежно фиксируются прижимным механизмом и резьбовым соединением болт-гайка.
- Обеспечивает длительное сохранение стерильности изделий до 20 дней при соблюдении условий хранения.
- Фильтрующие элементы рассчитаны на не менее 60 циклов стерилизации.
- Силиконовый уплотнитель повышает герметичность конструкции и снижает риск контаминации.
- Крышка выполнена на прочном шарнирном соединении, обеспечивающем долговечность эксплуатации.
- Замок-фиксатор предотвращает случайное открытие при транспортировке и хранении.
- Компактная конструкция обеспечивает удобство размещения и использования в ЦСО и операционных блоках.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033906.pdf
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.