

## Стетофонендоскоп KaWe Rapport

Стетоскопы    Арт. 06.22500.032



### Ваша цена

Розница  
**1 495 руб.\***

18 €

Оптовая цена  
**1 495 руб.**

18 €

\* ориентировочная цена на 11.06.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

НДС не облагается



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Медицинский стетофонендоскоп KaWe Rapport

Стетофонендоскоп KaWe Rapport – универсальный диагностический инструмент для аускультации внутренних шумов организма. Модель предназначена для использования врачами общей практики, терапевтами, кардиологами, педиатрами и другими медицинскими специалистами.

Двойная головка объединяет функции стетоскопа и фонендоскопа, позволяя проводить выслушивание как низкочастотных, так и высокочастотных звуков. Переключение между режимами осуществляется непосредственно на рабочей головке, что обеспечивает удобство проведения комплексного обследования пациента.

Стетоскопическая воронка в форме колокола предназначена для аускультации низкочастотных звуков, включая лёгочные шумы. Фонендоскопическая мембрана используется для выслушивания высокочастотных звуков, таких как сердечные тоны и кишечные шумы.

Головка изготовлена из лёгкого металлического сплава и оснащена защитным кольцом, уменьшающим дискомфорт пациента при контакте с поверхностью инструмента. Две гибкие трубки-звукопровода обеспечивают качественную передачу звука, а анатомические дужки с наклоном кпереди и мягкие оливы способствуют комфортной работе врача и эффективной звукоизоляции от внешних шумов.

### Особенности

- Комбинированная головка с функциями стетоскопа и фонендоскопа.
- Переключение между режимами аускультации.
- Стетоскопическая воронка для выслушивания низкочастотных звуков.
- Фонендоскопическая мембрана для аускультации высокочастотных шумов.
- Головка из лёгкого металлического сплава.
- Защитное кольцо на рабочей части для снижения ощущения холода при контакте с кожей пациента.
- Два звукопровода для эффективной передачи звука.
- Анатомические дужки с наклоном кпереди.
- Хромированные латунные дужки.
- Мягкие оливы для улучшения звукоизоляции.
- Небольшой вес конструкции.
- Комплект запасных частей в стандартной поставке.
- Доступен в двух цветовых вариантах исполнения.

### Показания к применению

- Аускультация сердца.
- Выслушивание лёгочных шумов.
- Оценка деятельности желудочно-кишечного тракта.
- Проведение первичного и планового медицинского осмотра пациентов.
- Диагностические обследования в амбулаторных и стационарных условиях.

### Комплект поставки

- Стетофонендоскоп KaWe Rapport.
- Комплект запасных частей – 10 шт.
- Сменные насадки на рабочую головку.

- Две пары олив.
- Паспорт изделия.

## Технические характеристики

| Характеристика                 | Значение                |
|--------------------------------|-------------------------|
| Тип головки                    | Стетоскоп / фонендоскоп |
| Режимы головки                 | Стетоскоп, фонендоскоп  |
| Материал головки               | Металл                  |
| Диаметр мембраны               | 40 мм                   |
| Диаметр воронки                | 27 мм                   |
| Количество звукопроводов       | 2                       |
| Длина звукопроводов            | 55 см                   |
| Материал дужек                 | Хромированная латунь    |
| Наличие набора запасных частей | Да                      |

## Преимущества

- Комбинированная головка объединяет функции стетоскопа и фонендоскопа.
- Возможность быстрого переключения между режимами аускультации.
- Эффективное выслушивание как низкочастотных, так и высокочастотных звуков.
- Двойной звукопровод обеспечивает качественную передачу акустических сигналов.
- Головка из лёгкого металлического сплава уменьшает нагрузку при длительном использовании.
- Защитное кольцо на рабочей части снижает дискомфорт пациента при контакте с инструментом.
- Анатомические дужки с наклоном кпереди обеспечивают удобную посадку в слуховом канале.
- Хромированные латунные дужки отличаются прочностью и долговечностью.
- Мягкие оливы улучшают звукоизоляцию от внешних шумов.
- Подходит для комплексной диагностики сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем.
- Небольшой вес способствует комфортной ежедневной эксплуатации.
- Комплект запасных частей входит в стандартную поставку.
- Наличие сменных насадок на рабочую головку увеличивает срок службы изделия.
- Две пары запасных олив позволяют быстро заменить изношенные элементы.
- Надёжная конструкция для интенсивного профессионального применения.
- Подходит для использования в поликлиниках, стационарах, диагностических центрах и частной медицинской практике.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:     |
|---------------------|-----------------|
| Артикул             | 06.22500.032    |
| Бренд               | KaWe            |
| Страна бренда       | Германия        |
| Отрасли             | Здравоохранение |
| Вес, кг             | 0.216           |
| Страна производства | Германия        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.