

Сушилка для пробирок Stegler 0362A

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница
6 249 руб.

Оптовая цена
5 999 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнёзд: 52

Описание

Сушилка для пробирок Stegler 0362A

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 0362A подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 52 единиц посуды. Длина наконечников: 120 и 95 мм.

Выполнена из полипропилена, который устойчив к воздействию агрессивных химических растворителей, его легко мыть и можно чистить дезинфицирующими средствами.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Тип	сушилка для посуды
Количество посадочных гнёзд	52
Габариты, мм	550×700×120

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.