

## Сушилка для пробирок Stegler 0362B

Сантехнические принадлежности для лабораторий



**Ваша цена**

Розница  
**5 443 руб.**

Оптовая цена  
**5 225 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Количество посадочных гнёзд: 27

### Описание

#### Сушилка для пробирок Stegler 0362B

Универсальная лабораторная сушилка Stegler 0362B подходит для сушки пробирок и колб. Вмещает до 27 единиц посуды. Длина наконечников: 120 и 95 мм.

Выполнена из полипропилена, который устойчив к воздействию агрессивных химических растворителей, его легко мыть и можно чистить дезинфицирующими средствами.

Сушилку можно повесить на стену или поставить на стол.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Тип	сушилка для посуды
Количество посадочных гнёзд	27
Габариты, мм	400×550×110
Страна производства	Китай

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.